

Kit de conversion



Convient aux pompes Medela* à utiliser avec

Biberons à col large Avent et spectra

Convient à Medela Sonata

Inclure une bague d'étanchéité pour éviter les fuites de lait



Contenu

Kit de conversion d'ouverture standard à ouverture large

Bague d'étanchéité (à l'intérieur du kit de conversion)

Bride compatible



Medela
Sonate



Medela
Flexion Freestyle



Medela
Pompez avec style
avec Maxflow



Ameda
Pompe purement vôtre



Medela
Swing-Maxi



Medela
ajustement personnalisé



Medela
Harmonie

Bouteille compatible



Avent Naturel
Bouteille en PP



Avent
Bouteille en verre



Avent Classis
Bouteille en PP



Bouteille à col
large (S1/S2)
Spectra



Maman de mai
bouteille à col
large

Bouteille non compatible



Bouchons d'aération Avent

norme spectra
bouteille à col

Nettoyage

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- * Démontez toutes les autres pièces, nettoyez à l'eau savonneuse et rincez à l'eau tiède.
- * Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 à 4 minutes.

(Voir les graphiques à droite)

Après chaque utilisation :

Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède.

Lavable au lave-vaisselle



Assurez-vous d'avoir
beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord du pot sans eau va surchauffer et
faire fondre le plastique.

Informations sur le produit

Matériel	Polypropylène (PP), Silicone
Résistant à la chaleur	120°C (250°F)
Durée de conservation	10 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)
Mode	M017.3G-2R
Date du fabricant	10 JUILLET 2024

Service client



CS@maymom.com

<http://maymom.com/>

+1 919 4535168

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
N'utiliser que si le produit est utilisé comme indiqué.



AVERTISSEMENT:
RISQUE POTENTIEL
D'ÉTOUFFEMENT
N'utiliser que si le produit est utilisé comme indiqué.

*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*Ameda et Purely Yours sont des marques déposées d'Ameda INC. Corp. Maymom n'est pas affiliée à Ameda et Ameda n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à ces marques et n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*Avent est une marque déposée de Koninklijke Philips NV. Maymom n'est pas affiliée à Philips et Philips ne cautionne pas le produit ni les allégations de compatibilité.