



# Protège-tétos

## Mode d'emploi



- Sans BPA
- Petits trous
- Minimiser les douleurs
- Exposez plus de peau
- Silicone souple et fin
- Étui de rangement hygiénique

### UTILISER

- (A) Humidifiez l'intérieur des ailes avec du lait maternel pour une meilleure adhérence.
- (B) Placez la téterelle sur le sein avec le mamelon centré à l'intérieur de la partie mamelon du bouclier. Ajustez les bords pour qu'ils s'adaptent au sein.
- (C) Ajustez les encoches pour éviter que la téterelle ne recouvre la petite narine de bébé.
- (D) Simulez la lèvre inférieure du bébé avec le mamelon jusqu'à ce qu'il s'ouvre grand, puis placez la téterelle et commencez à allaiter.

### FAIRE LE MÉNAGE

Avant la première utilisation et une fois par jour, lavez à l'eau chaude et au détergent doux, puis rincez. Stérilisez dans l'eau bouillante pendant 5 minutes.

Après chaque utilisation, laver à l'eau chaude et au détergent doux puis rincer. Passe au lave-vaisselle (panier supérieur). Passe au micro-ondes. N'utilisez pas d'UV pour stériliser les pièces.

La fusion se produira si la bouteille tombe au fond du lave-vaisselle.

Des méthodes courantes de nettoyage, de stockage et d'utilisation inappropriées peuvent endommager le produit.



Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord du pot sans eau fera fondre le disque.

### SOINS

Laisser sécher à l'air libre. Conserver la tétine vers le haut et conserver dans le récipient. La téterelle doit être jetée au moindre signe de déchirure ou de marque de dents car les morceaux peuvent se détacher et être avalés.

### Alerte de

sécurité : Surveillez le bébé et la protection pendant l'allaitement. Si la protection se détache pendant l'allaitement, retirez-la immédiatement de la bouche du bébé pour des raisons de sécurité.

### AVERTISSEMENT

Gardez tous les composants non utilisés hors de portée hors de portée des enfants.

Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte.

### Informations sur le produit

Modèle n° X023-N20, X023-4N20

Matériel Silicone pur

Résistant à la chaleur 120 ° C (250 ° F)

Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Date du fabricant 4 octobre 2023



Fabriqué à Taiwan avec des composants de Taiwan et de Chine

### Service client

✉ CS@maymom.com

🏡 http://maymom.com/

☎ +1 919 4535168

📍 Maymom LLC, 3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

