

Valve à bec de canard

Convient au système fermé Freemie®, Momcozy S9/S10/S12,
Coupe Spectra Caracup, Coupe FEISIKE Version 2011, TSRETE, Elvie Stride



Informations sur le bec de canard

- Lorsque la valve n'est pas utilisée, il peut y avoir une petite ouverture à l'extrémité (< 0,5 mm).
Ce n'est pas un défaut. La petite ouverture permet un écoulement fluide et plus rapide du lait dans le biberon.
Pendant la séance de pompage, la petite ouverture se fermera et s'ouvrira correctement sans impacter la puissance d'aspiration et le débit.
- Ce produit est sujet à l'usure.
Pour des performances optimales, si votre bec de canard n'est pas utilisé mais présente un espace supérieur à 0,5 mm, vous devez le remplacer par un nouveau.

Compatibilité

Momcozy S9/S10/S12, Spectra Caracup, Coupe FEISIKE

Version 2011, TSRETE,

Système fermé Freemie (**PAS** pour le système ouvert Freemie.),
Elvie Stride.

Voir le verso pour les détails d'installation.

Utiliser

- Avant chaque utilisation, inspectez la valve pour détecter d'éventuelles fissures, éclats, déchirures ou détériorations. Si cela se produit, cessez de l'utiliser et remplacez-le par un nouveau.
(Ce produit est sujet à l'usure après une période d'utilisation.)
- N'insérez jamais d'objet dans l'ouverture de la valve pour la nettoyer. Cela pourrait déchirer ou étirer la pièce, ce qui entraînerait une mauvaise performance.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, placez la valve démontée et hors de portée des nourrissons et des enfants. Cette petite pièce présente un risque d'étouffement.

Utiliser

- Ne stockez pas la valve mouillée ou humide dans un endroit où des moisissures pourraient se développer.

Nettoyage

- PAS de nettoyage au lave-vaisselle.
- Avant la première utilisation, désinfectez avec de l'eau bouillante pendant 3 min ou de la vapeur d'eau pendant 15 min.
- Après chaque utilisation, lavez délicatement les valves à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez pendant 10 à 15 secondes.
- Après chaque utilisation, détachez, lavez à la main et séchez les valves dès que possible pour éviter la formation de moisissures.

Dépannage

- Lorsqu'il n'y a pas d'aspiration, vérifiez que l'embout de la valve n'est pas endommagé ou déchiré et qu'il n'y a pas de débris ou de particules étrangères entre les deux lèvres de la valve.
- Consultez également le manuel Freemie pour plus de dépannage.

Service client

Maymom SARL
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

+1 919 4535168

CS@maymom.com

http://maymom.com

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Numéro de modèle : **F105-4D, X105-4D**
Matériau : Silicone

Résistant à la chaleur : -10-110° C Durée

de conservation : 10 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Date du fabricant : 6 mars 2024



AVERTISSEMENT:
RISQUE POTENTIEL
Ce produit est un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



*Freemie est une marque déposée de DAO Health.
Maymom n'est pas affiliée à DAO Health et DAO Health n'approuve pas ce produit.


*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc.
DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à eux et n'approuve pas les allégations relatives au produit et à la compatibilité.

*Elvie est une marque déposée de Chiaro Technology Ltd.




Petite partie étouffable

Système fermé Freemie




Placer la valve sur
Base de soupape.


Maman douillette



Spectra Caracup



Elvie Stride



Maymom contre Elvie

Capuchon sur



maman de mai

Brancher à l'intérieur



Elvie Stride



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409