

Maymom® Schlauchteile

Passend für Ameda Purely Yours Milchpumpen



1. Verwendbare Milchpumpen: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy
Plus Milchpumpe. Auch für Spectra-Pumpen.

2. Zertifikate: Dieses Produkt besteht

- A. Richtlinie 2008/39/EG (2002/72/EG) der EU-Kommission zur Lebensmittelsicherheit;
- B. Tests von lebensmittelechtem Silikon;
- C. EU-Test auf BPA (Bisphenol A)-Freiheit; EN 14350-2:2004 Abschnitt 4.8.

3. Zur Verwendung schließen Sie den Schlauch **einfach** an den Schlauchanschluss mit der weißen Kappe an.

Führen Sie den Schlauch **NICHT** zu tief in den Anschluss **ein**. Das Entfernen wird dadurch erschwert.

Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an den T-förmigen Schlauchadapter der Milchpumpe an und schalten Sie die Pumpe ein.

4. Reinigen und sterilisieren Sie den Schlauch mit Wasserdampf oder kochendem Wasser für 3-5

Minuten nach Bedarf. Zum Trocknen den Schlauch mit der Milchpumpe verbinden und das andere Ende (mit dem Adapter) unverbunden lassen. Milchpumpe einschalten, bis der Schlauch getrocknet ist.

5. (**Nur für A002**) Wenn Sie die weiße Kappe vom Flansch entfernen, wenden Sie die Kraft auf den Rand der Kappe ausüben. **KEINE** Kraft auf den Schlauchanschluss ausüben.
Dadurch kann es passieren, dass der Schlauchanschluss beschädigt wird.

Marketing: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 USA

Frage? Rufen Sie 919 4535168 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@mymom.com

Material: Silikon, PP; sicher zwischen -20 ° C und 120 ° C

Modellnummer/Chargennummer: A001/A002

Haltbarkeit: 10 Jahre ab Herstellungsdatum

Hergestellt in Taiwan

Maymom legt Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu angemessenen Kosten herzustellen. Unsere Ameda-kompatible Produktlinie umfasst Ventile, Membranen, Milchbeuteladapter, Flaschen, Flansche und andere Schlauchsätze.

Besuchen Sie unsere Website (www.mymom.com), um weitere verwandte Produkte zu entdecken!



mymom®
care for each mom


*Ameda und seine Pumpenmodelle sind eingetragene Marken von Ameda INC. Corp.
*SPECTRA und das SPECTRA-Logo sind eingetragene Marken von Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA und Min Byung Wook DBA Uzzinimedicare.
Maymom steht in keiner Verbindung mit ihnen und unterstützt auch nicht die Produkt- und Kompatibilitätsansprüche.



**WARNING:
CHOKING HAZARD**
Small parts.
Not for children under 3yrs.



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



Modellnummer: A005-4D2U

Material: Reines Silikon

Hitzebeständig: 120°C (250°F)

Haltbarkeit: 5 Jahre (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt)

Herstellungsdatum: 11. April 2024 Hergestellt in Taiwan

CS@maymom.com
+1 919 4535168

maymom®
care for each mom

<http://maymom.com/>
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom®
care for each mom

Doppelpack

Membran & Entenschnabel

- Hygienischer Aufbewahrungskoffer
- Weiches und dünnes Silikon
- Saugkraft wiederherstellen
- BPA-frei



Ameda ist eine eingetragene Marke von Ameda INC. Corp.
Maymom ist weder mit Ameda verbunden, noch unterstützt Ameda das Produkt.

SAUBER

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen und dann sauberspülen. 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren und dann vollständig an der Luft trocknen lassen.

VERWENDEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Membran/den Entenschnabel vollständig in der Position getrocknet, um keine Feuchtigkeit in die Schläuche und die Pumpe einzubringen.
2. Setzen Sie die Membran/den Entenschnabel symmetrisch in die obere/untere Kammer des Flansches ein.
3. Vollständige Anweisungen finden Sie in der Pumpenleitung. Gebrauchs-, Montage- und Reinigungshinweise.
4. Zum Abnehmen des Entenschnabels: Beim Abziehen des Entenschnabels vom Flansch, **Fassen Sie NIEMALS an der Öffnung**. Halten Sie so nah wie möglich an der Ventilbasis. Auf diese Weise beschädigen Sie den empfindlichen Bereich des Ventils nicht.

PFLEGE

Reinigen Sie die Membran/den Entenschnabel, lassen Sie sie an der Luft trocknen und bewahren Sie sie im Aufbewahrungskoffer auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

Führen Sie zum Reinigen niemals Gegenstände in die Entenschnabelöffnung ein. Dadurch kann das Teil reißen oder sich dehnen, was zu einer schlechten Leistung führt.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Luft austreten hören oder einen Saugkraftverlust spüren:

1. Setzen Sie die Membran wieder ein und setzen Sie die obere Abdeckung. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, benötigen Sie möglicherweise eine neue obere Abdeckung.

2. Überprüfen Sie, ob der Entenschnabel beschädigt oder zerrissen ist und es befinden sich keine Fremdpartikel zwischen die beiden Lippen des Ventils. Es ist jedoch in Ordnung, wenn eine kleine Öffnung an der Öffnung zu sehen ist, wenn das Ventil nicht verwendet wird.

Wenn sich das Zwerchfell nicht wieder in seine ursprüngliche Form ausdehnt:

1. Wahrscheinlich ist die Membran gealtert oder das Silikonventil in der Pumpe ist alt.
Ersetzen Sie sie nach Bedarf.



FR


EC **REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	VARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. VARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。

Scan for Instruction

Rechercher des instructions

Nach Anleitung scannen

Scansione per istruzioni

Escanear para obtener instrucciones

Skanuj w celu uzyskania instrukcji

Scannen voor instructies

Skanna efter instruktioner

Talimat için tarama

掃一掃取得使用說明

指示をスキャンする

EU Importer

Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com



Made in Taiwan

Lot 202409