

Piezas de tubería Maymom®

Adecuado para extractores de leche Ameda Purely Yours



1. Extractores de leche compatibles: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy

Extractor de leche Plus. También para extractores Spectra.

2. Certificados: Este producto pasa

A. Directiva 2008/39/CE (2002/72/CE) de la Comisión de Seguridad Alimentaria de la UE;

B. Pruebas de silicona de grado alimenticio;

C. Prueba libre de BPA (Bisfenol A) de la UE; EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.

3. Para utilizarlo, conecte **fácilmente** el tubo al conector de tubo con tapa blanca. **NO inserte el tubo demasiado profundamente en el conector**, ya que dificultará su extracción.

Conecte el otro extremo del tubo al adaptador de tubo en forma de T del extractor de leche y encienda el extractor.

4. Limpie y esterilice el tubo con vapor de agua o agua hirviendo durante 3 a 5 minutos.

minutos según sea necesario. Para secar, conecte el tubo al extractor de leche y deje el otro extremo (con el adaptador) sin conectar. Encienda el extractor de leche hasta que el tubo esté seco.

5. (Solo para A002) Al retirar la tapa blanca de la brida, aplique el

No aplique fuerza sobre el borde de la tapa. **NO aplique fuerza sobre el conector del tubo.**

Si lo haces probablemente romperás el conector del tubo.

Comercialización: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 EE. UU.

¿Tienes preguntas? Llama al 919 4535168 o envía un correo electrónico a sales@maymom.com

Material: Silicona, PP; seguro entre -20 ° C y 120 ° C

Número de modelo/Número de lote: A001/A002

Caducidad: 10 años a partir de la fecha de fabricación.


Hecho en Taiwán

Maymom se compromete a fabricar productos de alta calidad a un costo razonable. Nuestra línea de productos compatibles con Ameda incluye válvulas, diafragmas, adaptadores para bolsas de leche, botellas, bridas y otros conjuntos de tubos.

¡Visite nuestro sitio web (www.maymom.com) para explorar más productos relacionados!



maymom®
care for each mom



N.º de modelo: A005-4D2U

Material: Silicona pura

Resistente al calor: 120 °C (250 °F)


Vida útil: 5 años (lejos de la luz solar directa)

Fecha de fabricación: 11 de abril de 2024

Hecho en Taiwán

CS@maymom.com
+1 919 4535168<http://maymom.com/>

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

Ameda es una marca registrada de Ameda INC. Corp.
Maymom no está afiliada a Ameda y Ameda no respalda el producto.

N.º de modelo: A005-4D2U

Material: Silicona pura

Resistente al calor: 120 °C (250 °F)

Vida útil: 5 años (lejos de la luz solar directa)

Fecha de fabricación: 11 de abril de 2024

Hecho en Taiwán

CS@maymom.com
+1 919 4535168<http://maymom.com/>

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

Ameda es una marca registrada de Ameda INC. Corp.
Maymom no está afiliada a Ameda y Ameda no respalda el producto.

Paquete doble

Diafragma y pico de pato

- Estuche de almacenamiento higiénico
- Silicona suave y fina
- Restaurar la succión
- Libre de BPA



Paquete doble

Diafragma y pico de pato

- Estuche de almacenamiento higiénico
- Silicona suave y fina
- Restaurar la succión
- Libre de BPA



LIMPIO

Antes del primer uso y después de cada uso, lavar con agua caliente y detergente suave y luego dejar secar al aire. Esterilizar en agua hirviendo durante 5 minutos y luego secar al aire por completo.

USAR

1. Asegúrese de que el diafragma/pico de pato esté completamente seco, para no introducir humedad en el tubo y la bomba.
2. Inserte el diafragma/pico de pato simétricamente en la cámara superior/inferior de la brida, respectivamente.
3. Consulte las instrucciones de la bomba para obtener información completa Instrucciones de uso, montaje y limpieza.
4. Para quitar el pico de pato: al sacar el pico de pato de la brida, NUNCA lo agarre por la abertura. Sujételo lo más cerca posible de la base de la válvula. De esta manera, no dañará la zona frágil de la válvula.

CUIDADO

Limpie y seque al aire el diafragma/pico de pato y guárdelo en el estuche de almacenamiento cuando no esté en uso.

Nunca introduzca ningún objeto en la abertura de la boquilla para limpiarla. Esto puede romper o estirar la pieza y provocar un rendimiento deficiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si escucha una fuga de aire o siente pérdida de succión:

1. Vuelva a insertar el diafragma y colóquese el cubierta superior. Si no se soluciona el problema, es posible que necesite una cubierta superior nueva.
2. Compruebe que el pico de pato no esté dañado ni roto, y no hay partículas extrañas entre Los dos labios de la válvula. Sin embargo, está bien ver una pequeña abertura en la boca cuando la válvula no está en uso.

Si el diafragma no se extiende a su forma original:

1. Es probable que el diafragma esté viejo o que la válvula de silicona dentro de la bomba esté vieja. Reemplácelos según sea necesario.

LIMPIO

Antes del primer uso y después de cada uso, lavar con agua caliente y detergente suave y luego dejar secar al aire. Esterilizar en agua hirviendo durante 5 minutos y luego secar al aire por completo.

USAR

1. Asegúrese de que el diafragma/pico de pato esté completamente seco, para no introducir humedad en el tubo y la bomba.
2. Inserte el diafragma/pico de pato simétricamente en la cámara superior/inferior de la brida, respectivamente.
3. Consulte las instrucciones de la bomba para obtener instrucciones completas de uso, montaje y limpieza.
4. Para quitar el pico de pato: al sacar el pico de pato de la brida, NUNCA lo agarre por la abertura. Sujételo lo más cerca posible de la base de la válvula. De esta manera, no dañará la zona frágil de la válvula.

CUIDADO

Limpie y seque al aire el diafragma/pico de pato y guárdelo en el estuche de almacenamiento cuando no esté en uso.

Nunca introduzca ningún objeto en la abertura de la boquilla para limpiarla. Esto puede romper o estirar la pieza y provocar un rendimiento deficiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si escucha una fuga de aire o siente pérdida de succión:

1. Vuelva a insertar el diafragma y colóquese el cubierta superior. Si no se soluciona el problema, es posible que necesite una cubierta superior nueva.
2. Compruebe que el pico de pato no esté dañado ni roto, y no hay partículas extrañas entre Los dos labios de la válvula. Sin embargo, está bien ver una pequeña abertura en la boca cuando la válvula no está en uso.

Si el diafragma no se extiende a su forma original:

1. Es probable que el diafragma esté viejo o que la válvula de silicona dentro de la bomba esté vieja. Reemplácelos según sea necesario.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409