

Części rur Maymom®

Pasuje do laktatorów Ameda Purely Yours



1. Pasujące laktatory: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy
Plus laktator. Również do laktatorów Spectra.

2. Certyfikaty: Ten produkt przechodzi

A. Dyrektywa Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa żywności 2008/39/WE (2002/72/WE);

B. Testy silikonu spożywczego;

C. Test wolny od BPA (Bisfenolu A); EN 14350-2:2004 Rozdział 4.8.

3. Aby użyć, **łatwo** podłącz rurkę do białego złącza rurki. **NIE wkładaj rurki zbyt głęboko do złącza.**

Utrudni to jej wyjęcie.

Podłącz drugi koniec rurki do adaptera w kształcie litery T laktatora i włącz laktator.

4. Wyczyść i wysterylizuj rurkę parą wodną lub wrzącą wodą przez 3-5 minut.

minut, jeśli to konieczne. Aby wysuszyć, podłącz rurkę do laktatora i pozostaw drugi koniec (z adapterem) niepodłączony. Włącz laktator, aż rurka wyschnie.

5. (Tylko dla A002) Podczas zdejmowania białej zaślepki z kołnierza należy zastosować siłę na obręcz korka. **NIE stosować siły na złączkę rurki.**
Spowoduje to prawdopodobnie uszkodzenie łącznika rurki.

Marketing: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 USA

Pytania? Zadzwoń pod numer 919 4535168 lub napisz na adres sales@maymom.com

Materiał: Silikon, PP; bezpieczny w temperaturach od -20o C do 120o C

Numer modelu/Numer partii: A001/A002

Termin ważności: 10 lat od daty produkcji

Wyprodukowano na Tajwanie

Maymom zobowiązuje się do produkcji wysokiej jakości produktów za rozsądną cenę. Nasza linia produktów zgodnych z Ameda obejmuje zawory, przepony, adaptery do worków na mleko, butelki, kołnierze i inne zestawy rurek.

Odwiedź naszą stronę internetową (www.maymom.com) aby poznać więcej powiązanych produktów!



maymom® 
care for each mom


*Ameda i jej modele pomp są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ameda INC. Corp.

*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc.

DBA Spectra Baby USA i Min Byung Wook DBA Uzinmedicare.

Maymom nie jest z nimi powiązana i nie popiera produktów ani ich zgodności.





Numer modelu: A005-4D2U

Materiał: Czysty silikon

Odporność na temperaturę: 120°C (250°F)

Okres przydatności: 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)


Data produkcji: 11 kwietnia 2024 r.

Wyrobidokowano na Tajwanie

CS@maymom.com
+1 919 4535168
<http://maymom.com/>
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Ameda jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ameda INC. Corp.
Maymom nie jest powiązana z firmą Ameda, ani Ameda nie promuje tego produktu.



Numer modelu: A005-4D2U

Materiał: Czysty silikon

Odporność na temperaturę: 120°C (250°F)

Okres przydatności: 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)

Data produkcji: 11 kwietnia 2024 r.

Wyrobidokowano na Tajwanie

CS@maymom.com
+1 919 4535168
<http://maymom.com/>
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Ameda jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ameda INC. Corp.
Maymom nie jest powiązana z firmą Ameda, ani Ameda nie promuje tego produktu.



Podwójne opakowanie

Przepona i dziób kaczki

- Higieniczne etui do przechowywania
- Miękkie i cienkie silikon
- Przywróć ssanie
- Bez BPA



Podwójne opakowanie

Przepona i dziób kaczki

- Higieniczne etui do przechowywania
- Miękkie i cienkie silikon
- Przywróć ssanie
- Bez BPA



CZYSTY

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu umyj gorącą wodą z łagodnym detergentem, a następnie wyczyść. Sterylizuj wrzącą wodą przez 5 minut, a następnie całkowicie wysusz na powietrzu.

UŻYWAĆ

Upewnij się, że przepona/dziób kaczki jest całkowicie

osuszony, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do rurek i pompy.

2. Włóż membranę/dziób kaczki symetrycznie do górnej/dolnej komory kołnierza.

ponownie uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi

instrukcja użytkowania, montażu i czyszczenia.

4. W celu usunięcia dzioba

kaczego: Podczas zdejmowania dzioba kaczego z kołnierza, NIGDY nie chwytaj za otwór. Trzymaj jak najbliżej do podstawy zaworu, jak to możliwe. W ten sposób nie uszkodzisz delikatnej części zaworu.

PIELĘGNACJA

Wyczyść i osusz membranę/kaczkę dziób, a gdy nie są używane, przechowuj je w etui.

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu dziobowego, aby go wyczyścić. Może to rozerwać lub rozciągnąć część, co spowoduje słabą wydajność.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli słyszysz wyciek powietrza lub czujesz utratę siły ssącej:

1. Ponownie włóż przeponę i załóż górna pokrywa. Jeśli to nie rozwiąże problemu, może być potrzebna nowa górna pokrywa.
2. Sprawdź, czy dziób kaczki nie jest uszkodzony lub rozdarty i nie ma między nimi żadnych obcych cząstek dwie wargi zaworu. Jednakże, jest w porządku, aby zobaczyć mały otwór przy , gdy zawór nie jest używany.

Jeżeli przepona nie powraca do swojego pierwotnego kształtu:

1. Prawdopodobnie membrana jest stara lub silikonowy zawór wewnątrz pompy jest stary. Wymień ją w razie potrzeby.

CZYSTY

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu umyj gorącą wodą z łagodnym detergentem, a następnie wyczyść. Sterylizuj wrzącą wodą przez 5 minut, a następnie całkowicie wysusz na powietrzu.

UŻYWAĆ

1. Upewnij się, że przepona/dziób kaczki są całkowicie suche, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do rurki i pompy.

2. Włóż membranę/dziób kaczki symetrycznie do górnej/dolnej komory kołnierza.

3. Pełną instrukcję użytkowania, montażu i czyszczenia znajdziesz w instrukcji pompy.

4. W celu usunięcia dzioba

kaczego: Podczas zdejmowania dzioba kaczego z kołnierza, NIGDY nie chwytaj za otwór. Trzymaj jak najbliżej do podstawy zaworu, jak to możliwe. W ten sposób nie uszkodzisz delikatnej części zaworu.

PIELĘGNACJA

Wyczyść i osusz membranę/kaczkę dziób, a gdy nie są używane, przechowuj je w etui.

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu dziobowego, aby go wyczyścić. Może to rozerwać lub rozciągnąć część, co spowoduje słabą wydajność.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli słyszysz wyciek powietrza lub czujesz utratę siły ssącej:

1. Ponownie włóż przeponę i załóż górna pokrywa. Jeśli to nie rozwiąże problemu, może być potrzebna nowa górna pokrywa.
2. Sprawdź, czy dziób kaczki nie jest uszkodzony lub rozdarty i nie ma między nimi żadnych obcych cząstek dwie wargi zaworu. Jednakże, jest w porządku, aby zobaczyć mały otwór przy , gdy zawór nie jest używany.

Jeżeli przepona nie powraca do swojego pierwotnego kształtu:

1. Prawdopodobnie membrana jest stara lub silikonowy zawór wewnątrz pompy jest stary. Wymień ją w razie potrzeby.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409