

Maymom® slangdelar

Lämplig för Ameda Purely Yours bröstpumpar



1. Tillämpliga bröstpumpar: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy Plus bröstpump. Även för Spectra-pumpar.
2. Certifikat: Denna produkt godkänns
 - A. EU:s livsmedelssäkerhet Kommissionens direktiv 2008/39/EG(2002/72/EG);
 - B. Silikontester av livsmedelskvalitet;
 - C. EU BPA (Bisfenol A) fritt test; EN 14350-2:2004 Klausul 4.8.
3. För att använda, anslut **enkel** slang till den vita slanganslutningen. **Sätt INTE in slang i djupt i anslutningen.** Det kommer att göra borttagning svårt.
Anslut den andra änden av slang till bröstpumpens T-formade slangadapter och slå på pumpen.
4. Rengör och sterilisera slang med vattenånga eller kokande vatten i 3-5 minuter efter behov. För att torka, anslut slang till bröstpumpen och lämna den andra änden (med adaptern) oansluten. Slå på bröstpumpen tills slang har torkat.
5. **(Endast för A002)** När du tar bort det vita locket från flänsen, applicera kraft på lockets kant. **ANVÄND INTE kraften på slanganslutningen.**
Om du gör det kommer troligen slanganslutningen att gå sönder.

Marknadsföring: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 USA

Frågor? Ring 919 4535168 eller **maila** sales@maymom.com

Material: Silikon, PP; säker mellan -20oC och 120oC

Modellnummer/batchnummer: A001/A002

Utgångsdatum: 10 år från tillverkningsdatum

Tillverkad i Taiwan

Maymom har åtagit sig att göra produkter av hög kvalitet till en rimlig kostnad. Vår Ameda-kompatibla produktlinje inkluderar ventiler, membran, adapterar för mjölkpåsar, flaskor, flänsar och andra slangsatser.

Besök gärna vår hemsida (www.maymom.com) för att utforska fler relaterade produkter!




maymom® 
care for each mom

*Ameda och dess pumpmodeller är registrerade varumärken som tillhör Ameda INC. Corp.

*SPECTRA och SPECTRA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA och Min Byung Wook DBA Uzinmedicare.

Maymom är inte ansluten till dem och de stöder inte heller produkt- och kompatibilitetsanspråken.




**Modellnr:** A005-4D2U**Material:** Ren silikon**Värmebeständig:** 120°C (250°F)**Hållbarhet:** 5 år (Från direkt solljus)**Mfr Datum:** 11 april 2024

Tillverkad i Taiwan

CS@maymom.com
+1 919 4535168<http://maymom.com/>

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Ameda är ett registrerat varumärke som tillhör Ameda INC. Corp.
Maymom är inte ansluten till Ameda och inte heller rekommenderar Ameda produkten.**Modellnr:** A005-4D2U**Material:** Ren silikon**Värmebeständig:** 120°C (250°F)**Hållbarhet:** 5 år (Från direkt solljus)**Mfr Datum:** 11 april 2024

Tillverkad i Taiwan

CS@maymom.com
+1 919 4535168<http://maymom.com/>

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Ameda är ett registrerat varumärke som tillhör Ameda INC. Corp.
Maymom är inte ansluten till Ameda och inte heller rekommenderar Ameda produkten.

Dubbelpack

Diafragma & Anknäbb

- Hygienisk förvaringsväska
- Mjuk och tunn silikon
- Återställ suget
- BPA-fri



Dubbelpack

Diafragma & Anknäbb

- Hygienisk förvaringsväska
- Mjuk och tunn silikon
- Återställ suget
- BPA-fri



RENA

Före första användningen och efter varje användning, tvätta med varmt vatten och mildt rengöringsmedel och höj sedan rent. Sterilisera i kokande vatten i 5 minuter och lufttorka sedan helt.

ANVÄNDA

- Se till att diafragma/andnåb är helt 1. torkas för att inte införa fukt i slangen och pumpen.
- Sätt in membranet/andnåben symmetriskt i den övre/ nedre kammaren på flänsen, respektive.
- Se pumpinstruktionerna för komplett 3. bruks-, monterings- och rengöringsinstruktioner.
- För borttagning av anknäbb: När du drar anknäbben från flänsen, **Ta ALDRIG tag i dess öppning.** Håll så nära till basen av ventilen som möjligt. På så sätt kommer du inte att skada det ömtåliga området på ventilen.

VÅRD

Rengör och lufttorka diafragma/andnåb och förvara i förvaringsväskan när den inte används.

För aldrig in något föremål i anknäbböppningen för att rengöra den. Detta kan slita sönder eller töja delen vilket resulterar i dålig prestanda.

FELSÖKNING

Om du hör luft läcka eller känner att suget tappas:

- Sätt tillbaka membranet och sätt på topplock. Om det inte löser problemet kan du behöva ett nytt topplock.
- Kontrollera att anknäbben inte är skadad eller trasig och det finns inga främmande partier mellan ventiliens två läppar. Det är dock OK att se en ljust som öppnar sig vid jip när ventilen inte används.

Om membranet inte sträcker sig till sin ursprungliga form:

- Det är troligt att membranet har åldrats eller att silikonventilen inuti pumpen är gammal. Byt ut dem efter behov.

RENA

Före första användningen och efter varje användning, tvätta med varmt vatten och mildt rengöringsmedel och höj sedan rent. Sterilisera i kokande vatten i 5 minuter och lufttorka sedan helt.

ANVÄNDA

- Se till att membranet/andnåben är helt torkad för att inte föra in fukt i slangen och pumpen.
- Sätt in membranet/andnåben symmetriskt i den övre/ nedre kammaren på flänsen, respektive.
- Se pumpinstruktionerna för fullständig 3. instruktioner för användning, montering och rengöring.
- För borttagning av anknäbb: När du drar anknäbben från flänsen, **Ta ALDRIG tag i dess öppning.** Håll så nära till basen av ventilen som möjligt. På så sätt kommer du inte att skada det ömtåliga området på ventilen.

VÅRD

Rengör och lufttorka diafragma/andnåb och förvara i förvaringsväskan när den inte används.

För aldrig in något föremål i anknäbböppningen för att rengöra den. Detta kan slita sönder eller töja delen vilket resulterar i dålig prestanda.

FELSÖKNING

Om du hör luft läcka eller känner att suget tappas:

- Sätt tillbaka membranet och sätt på topplock. Om det inte löser problemet kan du behöva ett nytt topplock.
- Kontrollera att anknäbben inte är skadad eller trasig och det finns inga främmande partier mellan ventiliens två läppar. Det är dock OK att se en ljust som öppnar sig vid jip när ventilen inte används.

Om membranet inte sträcker sig till sin ursprungliga form:

- Det är troligt att membranet har åldrats eller att silikonventilen inuti pumpen är gammal. Byt ut dem efter behov.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409