

Kit de brida MyFit^{MT}



Compatibilidad del conector



Bomba compatible



Certificados

- Registrado ante la FDA de EE. UU. como dispositivo médico de clase II, kit extractor de leche.
Número de registro: D192499.
- Cumplir con el requisito de la FDA para los contenedores que entran en contacto con alimentos
- Libre de BPA (EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.)



Desmontar piezas
antes de la esterilización

Limpieza

Antes de limpiar, separe el protector del conector de la base.

Antes del primer uso y una vez al día:

- Desmontar todas las piezas, limpiarlas con agua caliente y jabón y enjuagar.
- Hervir las piezas en agua hirviendo durante 3 minutos.



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

Después de cada uso:

- Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia. Dejar secar al aire por completo.

Apto para lavavajillas SOLAMENTE en el estante superior.

Eliminación de pico de pato



Sujete los dos lados planos del pico de pato cerca de la base.



Empujar hacia los lados

NO tire en línea recta



NO

tira de las puntas finas

Servicio al cliente

✉ CS@maymom.com
🏠 <http://maymom.com/>
☎ +1 919 4535168
📍 Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

Información del producto

Modelo **LP012-F**Dx2**
Material Polipropileno, silicona
A prueba de calor 110 ° C (230 ° F)
Duración 5 años (lejos de la luz solar directa)
Fecha de fabricación: 6 de marzo , 2024



*Lansinoh es una marca registrada de Lansinoh Laboratories, Inc. Maymom no está afiliada a Lansinoh y Lansinoh no respalda el producto.
*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza. Maymom no está afiliada a Medela ni Medela respalda el producto.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrep-service@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan
 jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409