


Instalacja

Delikatnie i symetrycznie wciśnij zawór na osłonkę. **NIE** wciskaj go zbyt mocno, ponieważ bardzo utrudni to usunięcie. Jeśli jednak nie będzie wystarczająco ciasny, może dojść do wycieku powietrza. Nastąpi utrata siły ssania.



Prawidłowy
Instalacja



Logo i membrana są
zwrócone w tym samym kierunku



Błędny
Utrata ssania




Błędny
Mleko może się cofać

Usuwanie

Najpierw należy usunąć membranę z zaworu (patrz WSKAZÓWKĄ poniżej), a następnie:

- (A) Mocno przytrzymaj lejek jedną dłonią
- (B) Poruszaj zaworem w lewo i prawo, aż poczujesz, że jest luźny.
- (C) Przekręć zawór i zdejmij go.

WSKAZÓWKĄ: Wypychanie membrany od wewnątrz zaworu zamiast zdejmowania jej z zewnątrz może przedłużyć jej żywotność.




Prawidłowa orientacja membrany kontrolnej



Nadający się do użytku



Można używać nawet przy małej szczelinie



Nieprawidłowa orientacja do sprawdzenia.
Nikt nie pompuje na tej pozycji
(leżący).

Pielęgnacja membran i zaworów



NIE dopuść do wyschnięcia pokarmu między zaworem a lejkiem.
Mleko w proszku może działać jak klej!



Membranę myj ręcznie z ostrożnością. **NIE** ciągnij ani nie rozciągaj.
! Ten produkt podlega zużyciu. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy wymienić go na nowy, gdy wykryjesz zużytą i podartą membranę.



Obsługa klienta:

CS@maymom.com



Data produkcji:
7 LIPCA 2024


Keuzegids voor de maat van het borstschild

Borstkolven hoeft niet pijnlijk en oncomfortabel te zijn als u de juiste maat borstschild EN de juiste motorvermogensinstelling hebt. Deze instructie laat zien hoe u de juiste maat borstschild kiest. Wat betreft de zuigkracht, raadpleeg de handleiding van uw kolf.

- 1 Meet de diameter van uw tepel (N) **NA** een kolfsessie.


Ga naar www.maymom.com/nippleruler voor een gratis tepelmeter.

- 2 Wij raden u aan om te beginnen met een borstschild maat (B) van 1-2 mm groter dan de diameter van uw tepel. Als u de diameter van uw tepel meet **VOORDAT** u gaat kolven, kunnen we alleen schatten dat de grootte van het borstschild 2-5 mm groter moet zijn dan de diameter van uw tepel.



Juiste FIT


De tepel kan gemakkelijk en zonder pijn worden bewogen.



Borstschild is te groot

De tepel en de overvloedige tepelhof worden in de tunnel getrokken.


Probeer een kleinere maat.



Borstschild is te klein

De tepel schuurt langs de zijkant van de tunnel en veroorzaakt ongemak.

Probeer een grotere maat.



Borstschild is te kort

De tepel raakt het uiteinde van de tunnel. Probeer een langere of kleinere maat.

- 3 Centreer de tepel in de schacht van het borstschild.

Begin nu met pompen en controleer de volgende punten:

JA NEE Vraag?	
	Beweegt uw tepel vrij in de tunnel?
	Wordt er geen of slechts heel weinig weefsel van de tepelhof in de tunnel van het borstschild getrokken?
	Herkent u de zachte, ritmische bewegingen in de borst bij elke kolfcyclus?
	Voelt u dat uw borst overal leegloopt?
	Is uw tepel pijnvrij?
	Zit er nog ruimte tussen het puntje van je tepel en het uiteinde van de tepelschacht tijdens het kolven?

Alle antwoorden moeten **JA** zijn en dat geeft aan dat u de juiste maat borstschild en de juiste zuigkracht van de motor hebt. Als dat **NIET** het geval is, raadpleeg dan uw lactatiekundige of stop met het gebruik van de producten van Maymom om verder ongemak te voorkomen.



Geschikt voor geselecteerde Medela® Borstkolven

Instructies

Voor het eerste

gebruik: Reinig de klep met kokend water of stoom gedurende 3-5 minuten.

Was het membraan zorgvuldig met de hand.

Na elk gebruik:

Maak de klep schoon met heet water en laat hem vervolgens aan de lucht drogen. Steriliseer hem in kokend water of stoom indien nodig.

Was het membraan zorgvuldig met de hand.

Probleemoplossing

Als er geen zuigkracht is, controleer dan of het membraan goed is geïnstalleerd en of er geen vuil of vreemde deeltjes tussen het membraan en de klep zitten. Zelfs een klein haartje leidt tot verlies van zuigkracht.



instructie
papier



siliconen
membraan



PP-
klep en -doos



Meimoeder Kleppen en membranen

Geschikt voor geselecteerde Medela® borstkolven

Dit product voldoet aan de FDA-normen voor plastic dat in contact komt met voedsel. Rapporten zijn online beschikbaar.

Specificaties

Materiaal: PP & Siliconen

Model: M005

Houdbaarheid: 10 jaar

Fabrikantdatum: 3 sep 2024



Klantenservice

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com>

Gemaakt in Taiwan

*Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG, Zwitserland.

Maymom is niet gelieerd aan Medela en haar producten worden ook niet door Medela aanbevolen.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409