


# Maymom® Milchpumpenschläuche

Geeignet für Medela Swing Milchpumpen

1. Verbinden Sie zur Verwendung das dreieckige Ende des Schließens Sie den Schlauch an die Maschine und das andere Ende an die Brusthaube an und schalten Sie die Pumpe ein. Achten Sie darauf, dass der Rand des Schlauchverbinders nach dem Einstecken in die Pumpe nicht mehr zu sehen ist.

## Installation von Maymom-Schläuchen an einer Medela Swing-Pumpe

- Den Stecker soweit in die Maschine schieben, bis der Steckerrand nicht mehr sichtbar ist.



Der Rand ist noch sichtbar. Es kommt zu einem Saugkraftverlust von 30 %.

Felge liegt komplett innerhalb der Maschine. **Richtige Installation!**

2. Reinigen Sie die Schläuche NICHT mit Dampf oder kochendem Wasser. Mit kaltem/warmem Wasser waschen. Zum Trocknen verbinden Sie ein Ende des Schlauchs mit der Milchpumpe und lassen das andere Ende unverbunden.

Schalten Sie die Milchpumpe ein, bis der Schlauch getrocknet ist. Wenn eine Sterilisation erforderlich ist, verwenden Sie bitte den Medela Micro-Steam-Beutel und befolgen Sie dessen Anweisungen sehr genau oder verwenden Sie Kaltwasser-Sterilisationsmethoden, z. B. Milton.

3. In seltenen Fällen oder nach längerem Gebrauch kann es vorkommen, dass sich der Schlauch vom Anschluss löst. Bitte schneiden Sie 0,3 cm vom Schlauchende ab und stecken Sie dann den Anschluss wieder in den Schlauch. Sie können den Anschluss möglicherweise nicht ganz in den Schlauch schieben, er bleibt jedoch dicht.

## Zertifizierung

- A. Richtlinie 2008/39/EG (2002/72/EG) der EU-Kommission zur Lebensmittelsicherheit;
- B. EU RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) 2002/95/EG für den Steckereingang Material;
- C. EU-Schwermetallrichtlinie EN71Teil 3:1994 für PVC-Rohre;
- D. EU-Test auf BPA (Bisphenol A)-Freiheit; EN 14350-2:2004 Abschnitt 4.8.

**Hersteller:** Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, ChungCheng Rd. Zhunan, Landkreis MiaoLi, Taiwan

<http://maymom.com>

**Importiert von Maymom LLC**

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703 USA

Fragen? E-Mail [CS@maymom.com](mailto:CS@maymom.com) Rufen Sie an unter +1 919 4535168

**Besuchen Sie:** <http://www.maymom.com/> für andere Maymom-Produkte (Membranen, Ventile, Brusthauben und Milchbeuteladapter für Swing-Pumpen!)

**Material:** PVC

**Modellnummer/Chargennummer:** M010-Swing/auf der Verpackung

**Herstellungsdatum:** 12. Juli 2024

**Haltbarkeit:** 10 Jahre ab Herstellungsdatum

**maymom®**  
care for each mom

\*Medela und Swing sind eingetragene Marken der Medela Holding AG, Schweiz.  
Maymom ist weder mit Medela verbunden, noch unterstützt Medela das Produkt.





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409