

Tubo per tiralatte Maymom®

Adatto per tiralatte Medela Swing

1. Per utilizzarlo, collegare l'estremità triangolare del tubo alla macchina e l'altra estremità alla coppa per il seno e accendere il tiralatte.

Assicurarsi che il bordo del connettore del tubo sia invisibile dopo l'inserimento nella pompa.

2. NON pulire il tubo utilizzando vapore o acqua bollente. Lavare con acqua fredda/tiepida. Per asciugare, collegare un'estremità del tubo al tiralatte e lasciare l'altra estremità scollegata.

Accendere il tiralatte finché il tubo non si è asciugato. Se è necessaria la sterilizzazione, utilizzare la sacca Micro-Steam di Medela e seguire attentamente le istruzioni oppure utilizzare metodi di sterilizzazione ad acqua fredda, ad esempio Milton.

3. In rari casi o dopo lunghi periodi di utilizzo, il tubo potrebbe staccarsi dal connettore.

Si prega di tagliare 0,3 cm dall'estremità del tubo, quindi reinserire il connettore nel tubo. Potresti non riuscire a spingere il connettore fino in fondo nel tubo, ma rimarrà sigillato.

Installazione del tubo Maymom su un tiralatte Swing Medela

- Spingere il connettore nella macchina finché il bordo del connettore non è più visibile.



Il bordo è ancora visibile. Si verificherà una perdita del 30% della potenza di aspirazione.

Il cerchio è completamente all'interno della macchina. **Installazione corretta!**

Certificazione

- A. Direttiva della Commissione sulla sicurezza alimentare nell'UE 2008/39/CE (2002/72/CE);
- B. Direttiva RoHS UE (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2002/95/CE per l'ingresso del connettore materiale;
- C. Direttiva UE sui metalli pesanti EN71 Parte 3:1994 per tubi in PVC;
- D. Test UE privo di BPA (bisfenolo A); EN 14350-2:2004 Punto 4.8.

Produttore: Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, ChungCheng Road. Zhunan, contea di Miaoli, Taiwan

<http://maymom.com>

Importato da Maymom LLC

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703 Stati Uniti

Domande? Invia un'e-mail a CS@maymom.com Chiama +1 919 453168

Visita: <http://www.maymom.com/> per altri prodotti Maymom (membrane, valvole, coppe per il seno e adattatori per sacchetti del latte per tiralatte Swing!)

Materiale: PVC

Numero modello/numero lotto: M010-Swing/sulla confezione

Data di produzione: 12 luglio 2024

Scadenza: 10 anni dalla data di produzione

maymom®
care for each mom

*Medela e Swing sono marchi registrati di Medela Holding AG, Svizzera.
Maymom non è affiliata a Medela né Medela ne promuove il prodotto.





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409