


Compatibilità

Largo
Bocca
Versione



Smontare le parti prima
della sterilizzazione


Compatibilità delle bottiglie



Avent Classic Avent Spettri naturali

Mamma di Maggio

Standard
Versione



Compatibilità delle bottiglie



Fabbrica della vita Ameda

Medela

Maymom del dottor Brown



maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

Pompa compatibile



Certificati

- Registrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tirallatte. Numero di registrazione D192499.
- Conforme ai requisiti FDA per i contenitori che entrano in contatto con gli alimenti (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Senza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)

Risoluzione dei problemi (per flangia serie Pano/Comfy)

Se trovi il bordo morbido deformato, non preoccuparti. È probabile che sia dovuto alla compressione prolungata durante la spedizione. Immergi completamente la parte in acqua bollente per 5 minuti e poi lasciala raffreddare con l'intero bordo morbido rivolto verso il basso su una superficie piana. Dovrebbe tornare alla sua forma normale.

Pulizia

Prima di procedere alla pulizia, staccare la schermatura dal connettore di

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

- Smontare tutti i pezzi, pulirli con acqua calda e sapone e risciacquare.
- Far bollire i pezzi in acqua bollente per 3 minuti.

Dopo ogni utilizzo:

- Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Lasciare asciugare completamente all'aria.



Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e scioglierà la plastica.

Assistenza clienti

- ✉ CS@maymom.com
- 🌐 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Fatto a Taiwan

Informazioni sul prodotto

- Modello** M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
- Materiale** PP / PP+TPE **Resistente al calore** 110 °C (230 °F)
- Durata di conservazione** 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)
- Data produttore** 6 agosto 2024

*Ameda è un marchio registrato di Ameda INC. Corp. Maymom non è affiliata ad Ameda né Ameda ne sponsorizza il prodotto.

*Avent è un marchio registrato di Philips NL. Maymom non è affiliata a Philips né Philips sponsorizza il prodotto.

*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela sponsorizza il prodotto.

*Spectra è un marchio registrato di Uzinimedicare co. Maymom non è affiliata a Uzinimedicare né Spectra sponsorizza il prodotto.




Installazione

Spingere delicatamente e simmetricamente la valvola sulla coppa per il seno. **NON** spingerla troppo forte perché renderà molto difficile la rimozione. Tuttavia, se non è abbastanza stretta, potrebbe esserci una perdita d'aria. Si verificherà una perdita di potenza di aspirazione.



**Corretto
Installazione**



Il logo e la membrana sono rivolti nella stessa direzione



Non corretto

Perdita di aspirazione



Non corretto

Il latte potrebbe accumularsi

Rimozione


Per prima cosa rimuovere la membrana dalla valvola (vedere il SUGGERIMENTO di seguito), quindi:

(A) Tieni stretto lo scudo per il seno con uno dei palmi

(B) Muovi la valvola a sinistra e a destra finché non senti che è allentata.

(C) Girare e svitare la valvola.

SUGGERIMENTO: rimuovere la membrana spingendola fuori dall'interno della valvola anziché tirandola dall'esterno può prolungarne la durata.




Orientamento corretto della membrana di controllo



Utilizzabile



Utilizzabile anche con un piccolo spazio



Orientamento errato per il controllo.
Nessuna pompa in questa posizione (sdraiato).

Cura delle membrane e delle valvole



NON lasciare che il latte materno si secchi tra la valvola e la coppa per il seno.
Il latte in polvere può agire come colla!



Lavare a mano la membrana con cura. **NON** tirare o allungare.



Questo prodotto è soggetto a usura. Per prestazioni ottimali, dovresti sostituirne uno nuovo quando rilevi una membrana usurata e strappata.



Servizio clienti:

CS@maymom.com



Data di produzione:
7 LUGLIO 2024


Guida alla scelta della taglia della coppa per il seno

Tirare il latte non dovrebbe essere doloroso e scomodo se hai la coppa per il seno della misura corretta E la corretta impostazione della potenza del motore. Questa istruzione ti mostra come scegliere la misura corretta della coppa per il seno. Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, fai riferimento al manuale del tuo tiralatte.

- 1** Misura il diametro del capezzolo (N) **DOPO** una sessione di estrazione.


Visitando il sito www.maymom.com/nipplerule è possibile ottenere gratuitamente un righello per capezzoli.

- 2** Ti consigliamo di iniziare a provare una taglia di scudo frangivento (B) di 1-2 mm più grande del diametro del capezzolo. Se misuri il diametro del capezzolo **PRIMA** di una sessione di estrazione, possiamo solo stimare che la dimensione della coppa per il seno dovrebbe essere 2-5 mm più grande del diametro del capezzolo.



Corretto FIT


Il capezzolo si muove facilmente e non provoca alcun dolore.



Scudo per il seno è troppo grande

Il capezzolo e l'areola in eccesso vengono tirati nel tunnel.


Prova una taglia più piccola.



Scudo per il seno è troppo piccolo

Il capezzolo sfrega lungo il lato del tunnel e provoca fastidio.

Prova una taglia più grande.



Scudo per il seno è troppo corto

Il capezzolo colpisce l'estremità del tunnel. Prova una taglia più lunga o più piccola.

- 3** Centrare il capezzolo nel tunnel della coppa per il seno.

Ora inizia a pompare e controlla i seguenti punti:

Sì	NO	Domanda?
		Il capezzolo si muove liberamente nel tunnel?
		Solo una piccola parte o niente del tessuto dell'areola viene tirato nel tunnel della coppa per il seno?
		Riconosci i movimenti delicati e ritmici del seno a ogni ciclo di estrazione?
		Senti che il seno si svuota completamente?
		Il tuo capezzolo non ti fa più male?
		Durante l'estrazione del latte, rimane ancora spazio tra la punta del capezzolo e l'estremità del condotto del capezzolo?

Tutte le risposte devono essere **Sì** e questo indica che hai la taglia corretta della coppa per il seno e la potenza di aspirazione del motore corretta. In caso contrario, consulta il tuo consulente per l'allattamento o interrompi l'uso dei prodotti Maymom per prevenire ulteriori disagi.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409