

Piezas de tubería Maymom®

Adecuado para extractores de leche Philips Avent Comfort

1. Extractores de leche compatibles: extractores de leche Philips Avent Comfort, extractores eléctricos simples y dobles
2. Certificados: Este producto pasa A. la Directiva 2008/39/
EC (2002/72/EC) de la Comisión de seguridad alimentaria de la UE; B. pruebas
de silicona de grado alimenticio;
C. prueba libre de BPA (bisfenol A) de la UE; EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.
3. Para usarlo, conecte un extremo del tubo a la tapa del embudo y el otro extremo al extractor de leche.
4. Limpie y esterilice el tubo con vapor de agua o agua hirviendo durante 3 a 5 minutos,
según sea necesario. Para secarlo, conecte el tubo al extractor de leche y deje el otro
extremo (con el adaptador) sin conectar. Encienda el extractor de leche hasta
que el tubo esté seco.

Marketing: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 EE. UU.

¿Preguntas?

Correo electrónico CS@maymom.com

Llama al 919 4535168

Material: Silicona; seguro entre -20 ° C y 120 ° C

Número de modelo/Número de lote: P001

Fecha de fabricación: **4 de marzo de 2024**

Caducidad: 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Maymom se compromete a fabricar productos de alta calidad a un costo razonable. Nuestra línea de productos compatibles con Philips Avent incluye boquillas para extractores de leche y un kit de conversión para biberones Avent para usar con otros extractores de leche (por ejemplo, Medela, Ameda). ¡Visite nuestro sitio web (www.maymom.com) para explorar más productos relacionados!

maymom®
care for each mom





FR


EC **REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	VARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. VARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。

Scan for Instruction

Rechercher des instructions

Nach Anleitung scannen

Scansione per istruzioni

Escanear para obtener instrucciones

Skanuj w celu uzyskania instrukcji

Scannen voor instructies

Skanna efter instruktioner

Talimat için tarama

掃一掃取得使用說明

指示をスキャンする

EU Importer

Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com



Made in Taiwan

Lot 202409