

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🏠 http://maymom.com

Hergestellt in Taiwan

Produktinformationen**Modell** **XP024-2M.w****Material** Reines Silikon**Hitzebeständig** 120 ° C (250 ° F)**Haltbarkeit** 5 Jahre (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt)**Herst. Datum** 19. August 2024EH **XP024-2M.w**

Art.-Nr.: 4713530091146

ìX001WGKBFL)Î

X001WGKBFLMaymom Silikonmembran...oder Spectra Pumpenteil
NEU**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.**WARNING:
CHOKING HAZARD**
Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA und das SPECTRA-Logo sind eingetragene Marken von Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA und Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom ist weder mit ihnen verbunden noch unterstützen sie die Produkt- und Kompatibilitätsansprüche.

Silikonmembran


passend für spectra Rückflussverhinderer

- Reines Silikon
- Saugkraft wiederherstellen

**Herstellungsdatum** 3. Juli 2024**Installation**

1. Setzen Sie das Innengehäuse in die Silikonmembran ein und setzen Sie die Baugruppe anschließend in das Außengehäuse ein, um den Rückflussverhinderer (BP) zu bilden.
2. Die Membran ist nur ein Teil des gesamten Rückflussverhinderers.

Sie benötigen außerdem weitere Teile, z. B. ein Außen- und Innengehäuse, damit es funktioniert.

**Kompatibilität**

- Diese Membran passt zum neuen Rückflussverhinderertyp von Spectra.
- Es kann NICHT mit dem alten Spectra-Typ verwendet werden (siehe Fotos oben).
- Es passt auch auf Rückflussverhinderer mit langem und kurzem Schaft von Maymom.

Sauber

1. Vor dem ersten Gebrauch die Teile 5 Minuten lang in Wasser kochen.
2. Nach jedem Gebrauch in heißem Seifenwasser reinigen, sauber spülen und an der Luft trocknen lassen.
3. Nach jedem Gebrauch den Trocknen Sie die Membran so schnell wie möglich, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Passend für spectra S1/S2/9 &
Philips AVENT Komfort-Milchpumpen

Anweisungen

Vor dem ersten

Gebrauch: Reinigen Sie das Ventil 3–5 Minuten lang in kochendem Wasser oder Dampf.



Nach jedem Gebrauch:

Reinigen Sie es mit heißem Wasser und lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen.

Sterilisieren Sie es je nach Bedarf in kochendem Wasser oder Dampf.

Installation: Siehe Fotos unten



spectra-



Philips Avent

Entfernung:

Wenn Sie das Ventil vom Flansch abziehen, **fassen**

Sie es NIEMALS an der mittleren Öffnung an.

Ziehen Sie es am seitlichen Schaft ab. Auf diese Weise beschädigen Sie den empfindlichen Bereich des Ventils nicht.

Reinigung:

Führen Sie zum Reinigen niemals Gegenstände in die Ventilöffnung ein. Dadurch kann das Teil reißen oder sich dehnen, was zu einer schlechten Leistung führt.



Fehlerbehebung

Wenn kein Sog vorhanden ist, überprüfen Sie, dass die Spitze des Ventils nicht beschädigt oder gerissen ist und dass sich keine Rückstände oder Fremdkörper darin befinden.

Partikel zwischen den beiden Lippen des Ventils.

Schon ein kleines Haar führt zu einem Verlust der Saugkraft. Es ist jedoch in Ordnung, wenn bei Nichtgebrauch eine kleine Öffnung (<0,4 mm) an der Spitze sichtbar ist.

Dieses Produkt entspricht den FDA-Standards für Kunststoff, der mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.
Berichte sind online verfügbar.

Technische Daten

Material: Silikon (-15° F - 250° F)
Modell: P005.2G

Haltbarkeit: 10 Jahre

Herstellerrdatum: 12. September 2024

Hergestellt in Taiwan



Kundendienst

Maymom, LLC 3
Laurel Leaf CT Durham, NC 27703 +1 919



4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



**WARNING:
CHOKING HAZARD**

Small parts.
Not for children under 3yrs.



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**

This is not a toy,
keep it away from children.



Silikon

*Avent ist eine eingetragene Marke von Philips NL.

Maymom steht in keiner Verbindung zu Philips und Philips unterstützt das Produkt auch nicht.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409