

Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

CS@maymom.com

+1 919 4535168

http://maymom.com

Hecho en Taiwán

Información del producto

Modelo **XP024-2M.w**

Material Silicona pura

A prueba de calor 120 ° C (250 ° F)

Duración 5 años (lejos de la luz solar directa)

Fecha de fabricación 19 DE AGOSTO DE 2024



EH **XP024-2M.w**

Código EAN 4713530091146

(X001WGKBFL)

X001WGKBFL

Membrana de silicona Maymom... a pieza de bomba Spectra NUEVA



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



**WARNING:
CHOKING HAZARD**
Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA y el logotipo de SPECTRA son marcas registradas de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA y Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom no está afiliada a ellos ni respalda el producto ni las afirmaciones de compatibilidad.

maymom[®]
care for each mom

Membrana de silicona

Adecuado para el protector antirreflujo speCtra

- Silicona pura
- Restaurar la potencia de succión




Fecha de fabricación: 3 de julio de 2024

Instalación

1. Inserte la caja interior en la membrana de silicona, luego inserte el conjunto en la caja exterior para formar el protector contra reflujo (BP).
2. La membrana es sólo una parte de todo el protector antirreflujo.

También necesitas otras piezas, por ejemplo, una carcasa exterior e interior para que funcione.



Compatibilidad



- Esta membrana se adapta al nuevo tipo de protector antirreflujo de Spectra.
- NO se puede utilizar con el tipo antiguo de speCtra (ver fotos arriba).
- También se adapta a los protectores antirreflujo de vástago largo y corto Maymom.

Limpio

1. Antes de usarlo por primera vez, hierva las piezas en agua durante 5 minutos.
2. Después de cada uso, límpielo con agua caliente y jabón, enjuáguelo y luego séquelo al aire.
3. Después de cada uso, desenganchar, lavar a mano y Seque la membrana lo antes posible para evitar la aparición de moho.

Adecuado para speCtra S1/S2/9 y
Extradores de leche Comfort de Philips AVENT

Instrucciones

Antes del primer uso:

Limpie la válvula con agua hirviendo o vapor durante 3 a 5 minutos.



Después de cada uso:

Límpielo con agua caliente y luego séquelo al aire.

Esterilizar en agua hirviendo o al vapor según sea necesario.

Instalación: Ver fotos a continuación



Eliminación



Philips Avent

de speCtra :

Al sacar la válvula de la brida, **NUNCA** la agarre por la abertura central.

Retírala tirando del vástago lateral. De esta manera, no dañarás la zona frágil de la válvula.

Limpieza:

Nunca introduzca ningún objeto en la abertura de la válvula para limpiarla. Esto puede romper o estirar la pieza y provocar un rendimiento deficiente.



Solución de problemas

Cuando no haya succión, verifique que la punta de la válvula no esté dañada o rasgada y que no haya residuos ni objetos extraños. partículas entre los dos labios de la válvula.

Incluso un cabello pequeño puede provocar una pérdida de potencia de succión. Sin embargo, no pasa nada si se ve una pequeña abertura (<0,4 mm) en la punta cuando no se utiliza.

Este producto cumple con los estándares de la FDA para plástico que entra en contacto con alimentos.

Los informes están disponibles en línea.

Presupuesto

Material: Silicona (-15o F - 250o F)

Modelo: P005.2G

Vida útil: 10 años

Fecha de fabricación: 12 de septiembre de 2024



Hecho en Taiwán

Servicio al cliente

Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte



27703 +1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



*Avent es una marca registrada de Philips NL.

Maymom no está afiliada a Philips y Philips no respalda el producto.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409