

Maymom, LLC  
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703  
✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🏠 <http://maymom.com>

Fabriqué à Taiwan

## Informations sur le produit

Modèle **XP024-2M.w**

Matériel Silicone pur

Résistant à la chaleur 120° C (250° F)

Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Fabricant Date 19 AOÛT 2024



EH XP024-2M.w

Code EAN 4713530091146

(IX001WGKBFL)Î

X001WGKBFL

Membre en silicone Maymom... ou pièce de pompe Spectra NEUF



**WARNING:  
POTENTIAL HAZARD**  
This is not a toy,  
keep it away from children.



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**  
Small parts.  
Not for children under 3yrs.

\*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à ces marques et n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

maymom®  
care for each mom

## Membrane en silicone

convient au dispositif anti-refoulement spectra

- Silicone pur
- Restaurer la puissance d'aspiration




Fabricant Date 3 JUILLET 2024

## Installation

1. Insérez le boîtier intérieur dans la membrane en silicone, puis insérez l'assemblage dans le boîtier extérieur pour former le protecteur anti-retour (BP).
2. La membrane n'est qu'une partie de l'ensemble du dispositif anti-retour.

Vous avez également besoin d'autres pièces, par exemple un boîtier extérieur et intérieur, pour le faire fonctionner.



## Compatibilité



- Cette membrane s'adapte au nouveau type de protecteur anti-retour Spectra.
- Il NE PEUT PAS être utilisé avec l'ancien type spectra (voir photos ci-dessus).
- Il convient également aux protecteurs anti-retour à tige longue et courte Maymom.

### Faire le ménage

1. Avant la première utilisation, faites bouillir les pièces dans de l'eau pendant 5 minutes.
2. Après chaque utilisation, nettoyez à l'eau chaude savonneuse, rincez, puis séchez à l'air libre.
3. Après chaque utilisation, détachez, lavez à la main et sécher la membrane le plus rapidement possible pour éviter la formation de moisissures.

Convient aux modèles spectra S1/S2/9 et  
Tire-lait Philips AVENT Comfort

## Instructions

### Avant la première

utilisation : Nettoyez la valve dans de l'eau  
bouillante ou de la vapeur pendant 3 à 5 minutes.



### Après chaque utilisation :

Nettoyez-le à l'eau chaude puis laissez-le sécher à l'air libre.  
Stérilisez-le dans de l'eau bouillante ou à la vapeur selon vos besoins.

### Installation : Voir photos ci-dessous



Philips Avent

### Suppression des spectres :

Lorsque vous retirez la valve de la bride, ne la saisissez  
JAMAIS par son ouverture centrale.

Retirez-le par la tige latérale. De cette façon, vous n'endommagerez  
pas la zone fragile de la valve.

### Nettoyage:

N'insérez jamais d'objet dans l'ouverture de la valve pour la nettoyer.  
Cela pourrait déchirer ou étirer la pièce, ce qui entraînerait une  
mauvaise performance.



## Dépannage

Lorsqu'il n'y a pas d'aspiration, vérifiez que l'embout de la valve n'est pas endommagé ou déchiré et qu'il n'y a pas de débris ou de corps étrangers entre les deux lèvres de la valve.

Même un petit cheveu peut entraîner une perte de puissance d'aspiration. Cependant, il est normal de voir une petite ouverture (< 0,4 mm) à l'extrémité lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Ce produit est conforme aux normes de la FDA pour le plastique en contact avec les aliments.

Les rapports sont disponibles en ligne.

## Caractéristiques

Matériau : Silicone (-15° F - 250° F)

Modèle : P005.2G

Durée de conservation : 10 ans

Date du fabricant : 12 septembre 2024

Fabriqué à Taiwan




## Service client

Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, NC 27703 +1 919

 4535168

 CS@maymom.com

 <http://maymom.com/>



\*Avent est une marque déposée de Philips NL.

Maymom n'est pas affilié à Philips et Philips n'approuve pas le produit.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepsservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409