

Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, Karolina Północna 27703
✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Wyprodukowano na Tajwanie

Informacje o produkcie

Model **XP024-2M.w**
Tworzywo Czysty silikon
Odporny na ciepło 120oC (250oF)
Okres przydatności do użytku 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)
Data produkcji 19 SIERPNIA 2024



EH XP024-2M.w

Numer EAN 4713530091146

(X001WGKBFL)

X001WGKBFL

Maymom Silikonowy Memb...lub Część Pompy Spectra NOWA



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



**WARNING:
CHOKING HAZARD**
Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA i Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom nie jest z nimi powiązany ani nie popiera roszczeń dotyczących produktu i zgodności.

maymom®
care for each mom

Membrana silikonowa

nadaje się do zabezpieczenia przeciwpłynowego spectra


- Czysty silikon
- Przywróć moc ssania



Data produkcji 3 LIPCA 2024

Instalacja

1. Włóż obudowę wewnętrzną do membrany silikonowej, a następnie włóż zespół do obudowy zewnętrznej, aby utworzyć zabezpieczenie przed cofaniem się płynu (BP).
2. Membrana stanowi tylko jedną część całego zabezpieczenia przed cofaniem się przepływu. Potrzebne będą również inne części, np. zewnętrzna i wewnętrzna obudowa, żeby to działało.



Zgodność



- Membrana ta pasuje do nowego typu zaworu zwrotnego Spectra.
- NIE MOŻNA go używać ze starym typem spectra (patrz zdjęcia powyżej).
- Pasuje również do długich i krótkich zaworów zwrotnych Maymom.

Czysty

1. Przed pierwszym użyciem należy gotować części w wodzie przez 5 minut.
2. Po każdym użyciu umyć je w gorącej wodzie z mydłem, wypłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
3. Po każdym użyciu odłączyć, umyć ręcznie i wysuszyć membranę tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Nadaje się do spectra S1/S2/9 i
Laktatory Philips AVENT Comfort

Instrukcje

Przed pierwszym

użyciem: Wyczyść zawór wrzącą wodą
lub parą przez 3-5 minut.



Po każdym użyciu:

Wyczyść gorącą wodą i wysusz na powietrzu.
W razie potrzeby sterylizuj wrzącą wodą lub parą.

Instalacja: Zobacz zdjęcia poniżej



Philips Avent

Usuwanie spectra :

Zdejmując zawór z kołnierza, NIGDY nie
chwyć za środkowy otwór.
Zdejmij go za boczny trzon. W ten sposób nie uszkodzisz
delikatnej części zaworu.

Czyszczenie:

Nigdy nie wkładaj żadnego przedmiotu do otworu
zaworu, aby go wyczyścić. Może to rozerwać lub
rozciągnąć część, co spowoduje słabą wydajność.



Rozwiązywanie problemów

Jeżeli nie ma ssania, sprawdź, czy końcówka zaworu nie jest uszkodzona lub rozdarta i czy nie ma w niej zanieczyszczeń lub ciał obcych. cząsteczki pomiędzy dwoma krawędziami zaworu.

Nawet mały włos spowoduje utratę siły ssania. Jednak jest w porządku, jeśli na czubku będzie widoczny mały otwór ($<0,4$ mm), gdy nie jest używany.

Produkt spełnia normy FDA dotyczące tworzyw sztucznych mających kontakt z żywnością.

Raporty są dostępne w Internecie.

Specyfikacje

Materiał: Silikon (-15o F - 250o F)

Modele: P005.2G

Okres przydatności: 10 lat

Data produkcji: 12 września 2024 r.

Wyprodukowano na Tajwanie



Obsługa klienta

Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, Karolina Północna 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts.
Not for children under 3yrs.



WARNING: POTENTIAL HAZARD

This is not a toy,
keep it away from children.



silikon



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409