

Schläuche für spectra

• Passend für spectra S1/S2 Pumpen

• 100% Kompatibilität

• BPA- und DEHP-frei

• 42 Zoll lang

Material	Silikon
Hitzeständig	-10 - 120 °C (15 - 250 °F)
Haltbarkeit	10 Jahre (Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen)
Modell Nr.	S001.55-105Sil



Gebrauchsanweisung

Sauber

Der Schlauch ist nicht steril, aber sauber. Sie können ihn so verwenden, wie er ist. Die Milch kommt nicht mit dem Schlauch in Berührung.

Eine Sterilisation ist nicht erforderlich. Wenn der Schlauch schmutzig wird, wischen Sie den Staub mit einem feuchten Tuch ab.

Verwenden

- (A) Stecken Sie ein Ende des Schlauches in die Pumpe und das andere Ende in das kleine Ende des Rückflussverhinders.
- (B) Wenn sich das Schlauchende nach einer gewissen Nutzungsdauer löst, schneiden Sie etwa 3 mm vom Ende ab. Dann ist es wieder wie neu.

Fehlerbehebung

Geringe Saugleistung –

Es gibt viele Faktoren, die zu einer geringen Saugleistung führen können.

Bitte überprüfen Sie, ob

- der Entenschnabel (oder die kleine weiße Membran) muss ersetzt werden;
- das gelbe Ventil (falls Sie einen Medela- oder Maymom-Flansch verwenden) gemäß den Anweisungen installiert ist;
- das gesamte System weist einen Riss auf;
- die weiße Membran des Rückflussverhinders lässt sich frei hin und her bewegen;
- die Schläuche beschädigt sind (Haustiere kauen gerne auf Schläuchen herum);

• Das Schlauchende ist lose.

Pflege

• Der Schlauch ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Schlauch außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

• Lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit im Auto liegen.
Das extreme Wetter könnte die Schläuche beschädigen.

• Verwenden Sie zur Sterilisation der Teile keine UV- oder Dampfbehandlung.

(A)



Nicht verwenden Nicht verwenden UV
Dampfbeutel



Verhindern Sie
das Kauen durch Haustiere



Maymom Kundenservice

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168

🏠 <http://maymom.com/>

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Rückflussverhinderer



Produktmontage
Video

Kompatible Pumpe



spectra 9+

spectra S2


spectra S1

Flanschanschluss

spectra

VS

Maimutter




Die Lücke stellt keinen Defekt dar. Der Maymom-Flanschverbinder hat eine Doppelfunktion.

Es verbindet sich
mit 1. Spectra Rückflussverhinderer
2. Medela Pump-in-Style-Schläuche

Installation und Entfernung




TURN Rückflussverhinderer zum
Einsetzen/Entfernen in/aus dem Flansch



NICHT mit Gewalt ziehen/drücken

Drücken Sie es NICHT ganz hinein. Eine Lücke zwischen
dem Maymom-Flansch und dem Schutz ist kein Defekt.



Reinigung

Vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich:

- Alle Teile zerlegen, mit heißem Seifenwasser reinigen und sauber spülen.
- Kochen Sie die Teile 3 Minuten lang in kochendem Wasser.



Sorgen Sie dafür, dass sich
ausreichend Wasser im Topf befindet.



Der Topfrand wird ohne Wasser
überhitzt und der
Kunststoff schmilzt.

Nach jedem Gebrauch:


- Die Teile auseinandernehmen, reinigen und in warmem Wasser abspülen. Vollständig an der Luft trocknen lassen.

Mikrowellengeeignet

Spülmaschinenfest (oberer Korb).


Montage

- Legen Sie die Silikonmembran in das Innengehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie sicher um den Rand passt.
- Platzieren Sie das Außengehäuse oben auf der Membran.
- Drücken Sie den Rand der Silikonmembran sodass es bündig mit dem Außen- und Innengehäuse abschließt.



Demontage


- Halten Sie das Innengehäuse mit einer Hand fest.
- Ziehen Sie den **OFFENEN** Knoten am Außengehäuse, um die beiden Teile zu trennen.




Schlauchentfernung



Wackeln Sie am Schlauch, um ihn zu entfernen.
(Längere Lebensdauer beibehalten)



Ziehen Sie **NICHT**, um den Schlauch zu entfernen



Kundendienst



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom[®]
care for each mom

Hergestellt in Taiwan

Produktinformationen

Modell **X024-2sBfp**

Material Polypropylen (PP), Silikon

Hitzebeständig 110 °C (230 °F)

Haltbarkeit 5 Jahre (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt)

Herstellungsdatum 8. Mai 2024




*Medela ist eine eingetragene Marke der Medela Holding AG, Schweiz. Maymom ist weder mit Medela verbunden, noch unterstützt Medela die Produkt- und Kompatibilitätsansprüche.

*SPECTRA und das SPECTRA-Logo sind eingetragene Marken von Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA und Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom ist weder mit ihnen verbunden noch unterstützen sie die Produkt- und Kompatibilitätsansprüche.


Entenschnabel-Pop/Drop-Off?

Stellen Sie sicher, dass die beiden rosa Bereiche **KEINE** Milchrückstände aufweisen und trocken sind, bevor Sie sie anbringen, um ein Abplatzen zu vermeiden. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung)




S001W-3,4,5-in-1

Vorsicht!!!



DREHEN

zum Einsetzen/Entfernen des
Rückflussverhinders in den Flansch.



NICHT

schaukeln, mit Gewalt hineindrücken/
herausziehen. Es entstehen Risse.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409