

# Tubi per speCtra

ÿ Adatto alle pompe speCtra S1/S2

ÿ Compatibilità al 100%

ÿ Senza BPA e DEHP

ÿ 42 pollici di lunghezza



<b>Materiale</b>	Silicone
<b>Resistente al calore</b>	-10 - 120°C (15 - 250°F)
Durata di conservazione	10 anni
(Lontano dalla luce solare diretta)	
<b>Modello n.</b>	S001.55-105Sil

## Istruzioni per l'uso

### Pulito

Il tubo non è sterile ma è pulito. Puoi usarlo così com'è.

Il latte non entrerà in contatto con il tubo.

Non è necessaria la sterilizzazione. Se il tubo si sporca, utilizzare un panno umido per rimuovere la polvere.

### Utilizzo

(A) Inserire un'estremità del tubo nella pompa e l'altra estremità nell'estremità piccola del dispositivo di protezione dal riflusso.

(B) Se l'estremità del tubo si allenta dopo un periodo di utilizzo, tagliare circa 1/8 di pollice dall'estremità. Sarà di nuovo come nuovo.

(UN)



### Risoluzione dei problemi

#### Bassa potenza di aspirazione –

Sono molti i fattori che possono determinare una bassa potenza di aspirazione.

Si prega di verificare se

ÿ il becco d'anatra (o piccola membrana bianca) deve essere sostituito;

ÿ la valvola gialla (nel caso in cui si utilizzi la flangia Medela o Maymom) sia installata secondo le relative istruzioni;

ÿ c'è qualche crepa nell'intero sistema;

ÿ il diaframma bianco del dispositivo di protezione antiriflusso si muove avanti e indietro liberamente;

ÿ ci sono danni ai tubi (gli animali domestici amano masticarli);

ÿ l'estremità del tubo è allentata.



Non usare borsa a vapore



Non usare UV



Prevenire la masticazione degli animali domestici

### Cura

ÿ Il tubo non è un giocattolo. Tenere il tubo lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

ÿ Non lasciare il prodotto in auto per un lungo periodo di tempo.

Le condizioni meteorologiche estreme potrebbero danneggiare i tubi.

ÿ Non utilizzare raggi UV o vapore per sterilizzare le parti.



### Servizio clienti Maymom

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🌐 http://mymom.com/

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



# Protettore antiriflusso



Assemblaggio del prodotto  
Video

## Pompa compatibile




spettro 9+

Spettro S2

spettro S1

## Collegamento flangiato




Lo spazio non è un difetto. Il connettore flangiato Maymom è a doppia funzione.  
Si collega a 1.  
Protezione antiriflusso Spectra  
2. Pompa Medela con tubicino di stile

## Installazione e rimozione



**GIRARE** il dispositivo di protezione antiriflusso per inserirlo/rimuoverlo dalla flangia/estrarrelo



**NON** tirare/spingere con forza

**NON spingerlo fino in fondo.** Non è un difetto vedere uno spazio tra la flangia Maymom e il protettore.



## Pulizia

### Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

- Smontare tutti i pezzi, pulirli con acqua calda e sapone e risciacquare.
- Far bollire i pezzi in acqua bollente per 3 minuti.



Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalderà e la plastica si scioglierà.

### Dopo ogni utilizzo:


- Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Lasciare asciugare completamente all'aria.

### Adatto al microonde

Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore


## Assemblea

- UN. Posizionare il diaframma in silicone nella cassa interna. Assicurarsi che aderisca saldamente al bordo
- B. Posizionare la cassa esterna sopra il diaframma.
- C. Premere il bordo del diaframma in silicone quindi è a filo sia con la cassa esterna che con quella interna.



## Smontaggio


- Tenere la cassa interna con una mano.
- Tirare il nodo **OPEN** sulla custodia esterna per separare i 2 pezzi.




## Rimozione dei tubi



Muovere il tubo per rimuoverlo.  
(Mantenere una durata maggiore)



**NON** tirare per rimuovere il tubo



## Assistenza clienti

CS@maymom.com  
 http://maymom.com/  
 +1 919 4535168  
 Maymom, LLC  
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Fatto a Taiwan

## Informazioni sul prodotto

**Modello** X024-2sBfp

**Materiale** Polipropilene, (PP), Silicone

**Resistente al calore** 110 °C (230 °F)

**Durata di conservazione** 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

**Prod. Data** 8 maggio 2024




\*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela avalla le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

\*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc.  
DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a loro né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

# Pop/Drop Off del becco d'anatra?

Assicurarsi che le due aree rosa **NON** abbiano residui di latte e siano asciutte prima dell'installazione per evitare che si stacchino  
(Vedere le istruzioni per i dettagli)




S001W-3.4.5in1

## Attenzione!!!



### GIRO

per inserire/rimuovere il dispositivo di protezione antiriflusso dalla/nella flangia.



### NON FARE

roccia, spingere dentro/tirare fuori con forza. Si verificherà una crepa.



FR


**EC** **REP**

**EC REP SERVICES SL**  
**Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain**  
**ecrepservice@hotmail.com**

<b>EN</b>	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
<b>FR</b>	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
<b>DE</b>	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
<b>IT</b>	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
<b>ES</b>	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
<b>PL</b>	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
<b>NL</b>	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
<b>SE</b>	VARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. VARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
<b>TR</b>	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
<b>中文</b>	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
<b>JP</b>	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。

Scan for Instruction

Rechercher des instructions

Nach Anleitung scannen

Scansione per istruzioni

Escanear para obtener instrucciones

Skanuj w celu uzyskania instrukcji

Scannen voor instructies

Skanna efter instruktioner

Talimat için tarama

掃一掃取得使用說明

指示をスキャンする

EU Importer

Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com



Made in Taiwan

Lot 202409