

Rurki do spektr

- Pasuje do pomp spectra S1/S2
- 100% kompatybilności
- Bez BPA i DEHP
- 42 cale długości

Tworzywo	Silikon
Odporny na ciepło	-10 - 120°C (15-250°F)
Okres przydatności do użytku	10 lat (Z dala od bezpośredniego światła słonecznego)
Numer modelu	S001.55-105Sil



Instrukcja użytkowania

Czysty

Rurka nie jest sterylna, ale jest czysta. Można jej używać w takiej postaci. Mleko nie będzie miało kontaktu z rurką.

Sterylizacja nie jest konieczna. Jeśli rurka się zabrudzi, należy wytrzeć kurz wilgotnym ręcznikiem.

Używać

(A) Podłączyć jeden koniec rurki do pompy, a drugi koniec do małego końca zaworu zwrotnego.

(B) Jeśli koniec rurki poluzuje się po pewnym czasie użytkowania, odetnij około 1/8 cala od końca. Będzie jak nowy.

Rozwiązywanie problemów

Niska siła ssania –

Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do niskiej siły ssania.

Proszę sprawdzić czy

- dziób kaczki (lub mała biała błona) musi zostać wymieniony;
- żółty zawór (w przypadku stosowania kołnierza Medela lub Maymom) należy zamontować zgodnie z instrukcją;
- w całym systemie występuje jakiegokolwiek pęknięcie;
- biała membrana zaworu zwrotnego porusza się swobodnie do przodu i do tyłu;
- czy rurka nie jest uszkodzona (zwierzęta uwielbiają ją gryźć);
- koniec rurki jest luźny.

Pielęgnacja

- Rura nie jest zabawką. Trzymaj rurę z dala od dzieci i zwierząt domowych.

- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie na dłuższy czas.

Ekstremalne warunki pogodowe mogą uszkodzić rurę.

- Nie należy stosować promieni UV ani pary do sterylizacji części.

(A)



Nie używać Nie używać UV
worek parowy



Zapobiegaj
gryzieniu przez zwierzęta domowe



Obsługa klienta Maymom

CS@maymom.com
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA i Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom nie jest z nimi powiązana, ani nie popiera produktów Maymom i oświadczeń dotyczących zgodności.

Zabezpieczenie przed cofaniem się przepływu

Montaż produktu
Wideo

Kompatybilna pompa



Spectra 9+

widmo S2


widmo S1

Połączenie kołnierzowe

widmo

WS

Majowa mama




Szczelina nie jest wadą. Złącze kołnierzowe Maymom jest dwufunkcyjne.

Łączy się z 1.

Ochronnikiem przepływu zwrotnego Spectra
2. Rurka do pompowania Medela w stylu

Instalacja i usuwanie

Obróć zawór zwrotny, aby
włożyć/wyjąć go z kołnierza**NIE** ciągnij/pchaj z użyciem siły**NIE** wsuwaj go do końca. Jeśli między kołnierzem
Maymom a osłoną jest szczelina, nie jest to wada.

Czyszczenie

Przed pierwszym użyciem i raz dziennie:

- Rozłóż wszystkie części, umyj je gorącą wodą z mydłem i wypłucz.
- Gotuj części we wrzącej wodzie przez 3 minuty.

Upewnij się, że w garnku jest
dużo wody.Brzeg garnka bez wody ulegnie
przegrzaniu, co
spowoduje stopienie się
plastiku.

Po każdym użyciu:


- Rozmontuj, wyczyść i opłucz części w ciepłej wodzie. Całkowicie wysusz na powietrzu.

Można używać w kuchence mikrofalowej

Możliwość mycia w zmywarce na górnym poziomie


Montaż

- Umieść membranę silikonową w obudowie wewnętrznej. Upewnij się, że ściśle przylega do krawędzi
- Umieść obudowę zewnętrzną na membranie.
- Naciśnij krawędź silikonowej membrany więc jest ona na równi z obudową zewnętrzną i wewnętrzną.



Demontaż


- Przytrzymaj wewnętrzną obudowę jedną ręką.
- Pociągnij za węzeł OPEN na obudowie zewnętrznej, aby rozdzielić 2 części.




Usuwanie rurek



Poruszaj rurką, aby ją wyjąć.
(Utrzymuje dłuższą żywotność)



NIE ciągnij za rurkę, aby ją wyjąć



Obsługa klienta



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom
care for each mom

Wyprodukowano na Tajwanie

Informacje o produkcie

Model **X024-2sBfp**

Tworzywo Polipropylen (PP), Silikon

Odporny na ciepło 110OC (230OF)

Okres przydatności do spożycia 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)

Data produkcji 8 maja 2024 r.




*Medela jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medela Holding AG, Szwajcaria. Maymom nie jest powiązana z Medela, ani Medela nie popiera produktu i oświadczeń dotyczących zgodności.

*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA i Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom nie jest z nimi powiązany ani nie popiera roszczeń dotyczących produktu i zgodności.


Wybuch/opadnięcie dzioba kaczki?

Przed montażem upewnij się, że dwa różowe obszary
NIE mają resztek mleka i są suche, aby uniknąć odpryskiwania
(Szczegóły w instrukcji)




S001W-3.4.5w1

Ostrożność!!!



ZAKRĘT

do wkładania/wyjmowania zaworu
zwrotnego do/z kołnierza.



NIE

kołysać, wpychać/wyciągać siłą.
Nastąpi pęknięcie.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409