

# Tubos para speCtra

- Se adapta a las bombas speCtra S1/S2
- 100% compatibilidad · Libre de BPA y DEHP
- 42 pulgadas de largo

Material	Silicona
A prueba de calor	-10-120 °C (15-250 °F)
Duración	10 años (Lejos de la luz solar directa)
Modelo Nro.	S001.55-105 Plata



## Instrucciones de uso

### Limpio

El tubo no está esterilizado, pero está limpio. Puedes usarlo tal como está.  
La leche no entrará en contacto con el tubo.

No es necesaria la esterilización. Si el tubo se ensucia, utilice una toalla húmeda para limpiar el polvo.

### Usar

- Inserte un extremo del tubo en la bomba y el otro extremo en el extremo pequeño del protector antirreflujo.
- Si el extremo del tubo se afloja después de un período de uso, corte aproximadamente 1/8 de pulgada del extremo. Volverá a quedar como nuevo.

### Solución de problemas

#### Baja potencia de succión –

Hay muchos factores que pueden provocar una baja potencia de succión.

Por favor verificar si

- se debe reemplazar el pico de pato (o pequeña membrana blanca);
- la válvula amarilla (en caso de que esté usando la brida Medela o Maymom) esté instalada de acuerdo con sus instrucciones;
- hay alguna grieta en todo el sistema;
- el diafragma blanco del protector antirreflujo se mueve hacia adelante y hacia atrás libremente;
- hay algún daño en los tubos (a las mascotas les encanta morderlos);

El extremo del tubo está suelto.

### Cuidado

El tubo no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños y las mascotas.

No deje el producto en el automóvil durante un período prolongado.

Las condiciones climáticas extremas podrían dañar los tubos.

No utilice rayos UV ni vapor para esterilizar las piezas.

(A)



No utilizar No utilizar UV  
bolsa de vapor



Evitar que  
las mascotas muerdan



#### Servicio de atención al cliente de Maymom

CS@maymom.com  
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

Gracias por elegir el kit para extractor de leche Maymom® para extractor speCtra. Maymom es su solución de alta calidad, segura y asequible para sus necesidades de accesorios para extractores de leche.

## Certificados




Registrado ante la FDA de EE. UU. como dispositivo médico de clase II, kit para extractor de leche. Número de registro: D192499.  
Cumple con los requisitos de la FDA para contenedores que entran en contacto con alimentos (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)  
Libre de BPA (EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.)

## Contenido del Kit


- 1 Brida de boca ancha (protector de pecho)
- 2 Protector contra reflujo
  - 2a Caja interior
  - 2b Diafragma de silicona
  - 2c Caja exterior
- 3 Tubería
- 4 Válvula de pico de pato

Piezas compatibles  
Pero puede que no esté incluido en este kit




## Conjunto protector de retroceso

- A. Coloque el diafragma de silicona en la caja interior. Asegúrese de que se ajuste de forma segura alrededor del borde.
- B. Coloque la caja exterior encima del diafragma.
- DO. Presione el borde del diafragma de silicona para que quede al ras... con carcassas exteriores e interiores.



## Desmontaje del protector de la columna de agua

- A. Sujete la caja interior con una mano.
- B. Tire del nodo abierto de la carcasa exterior para separar las dos piezas.




## Instalación y extracción del protector de reflujo

**Instalar:** Gire e inserte el protector antirreflujo hasta que la conexión quede firme.  
**No lo empuje hasta el fondo.**  
**Es normal ver un pequeño espacio entre la brida y el protector.**


**Eliminar:** Gire ligeramente el protector antirreflujo.  
El protector se deslizará hacia afuera junto con el giro.



Gire ligeramente el protector antirreflujo en sentido antihorario.



**NO** sacuda el protector con fuerza ni intente empujarlo hasta el fondo ya que podría romper el vástago del protector.



## Adjunto

Coloque **simétricamente** la válvula en la brida (ver foto A).

Si ve un espacio abierto grande (ver foto B), puede provocar una pérdida de succión. Presione alrededor del borde de la válvula hasta que el espacio sea menor a 0,5 mm.



## Desapego

Sujete los dos lados planos del pico de pato cerca de la base y tire hacia los lados.




**NO** tire de las puntas finas


## Retirada de la tubería del protector



Mueva el tubo para quitarlo.  
(Mantiene una vida útil más larga)



Por favor, **NO** tire para retirar el tubo.



## Limpieza

**Antes del primer uso y una vez a día:**

**NO** lave el tubo.

Desmonte todas las demás piezas, límpielas con agua jabonosa y enjuáguelas con agua tibia.

Hierva las piezas en agua hirviendo durante 3-4 minutos.

**Después de cada uso:**

**NO** lave el tubo. Déjelo secar al aire. Reemplace el tubo si se ensucia.

Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia.

Reemplace el pico de pato si tiene un espacio de más de 0,5 mm (el grosor de 5 hojas de papel de copia) en el área del borde.

Los métodos de limpieza, almacenamiento y uso habituales inadecuados podrían dañar el producto.



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

## Solución de problemas

A. El tubo está suelto en la conexión: siga el gráfico a la derecha para tener un nuevo extremo del tubo.

B. Potencia de succión baja o nula —


Reemplace el diafragma de silicona si no puede recuperar su forma inmediatamente durante un ciclo de bombeo.

Recuerde instalar el pico de pato (muchas madres primerizas olvidan esto)

Reemplace el pico de pato si tiene un espacio mayor a 0,5 mm en el área del labio.

Sin embargo, es normal ver un espacio más grande justo después de una sesión de extracción.

El espacio debe reducirse gradualmente cuando el pico de pato no esté estirado.



Corte 1/8 de pulgada del extremo del tubo y volverá a tener un tubo como nuevo.

## Advertencia: para la seguridad y la salud de su hijo

Utilice siempre el producto bajo la supervisión de un adulto.

Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dárselos.

La succión continua y prolongada de líquidos provocará caries dental.

Este producto **NO** es un juguete. Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños.

## Servicio al cliente

CS@maymom.com

http://maymom.com/

+1 919 4535168

Maymom LLC, 3 Laurel Leaf CT, Durham, Carolina del Norte 27703



Hecho en Taiwán

Modelo: S001W.55-2F\*\*(D).2sBfp

\*Avent es una marca registrada de Koninklijke Philips NV.

\*Amara es una marca registrada de Amara INC. Corp.

\*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza.

\*SPECTRA y el logotipo de SPECTRA son marcas comerciales registradas de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra


Baby USA y Min-Dyng Wook DBA Llanmedicare

Maymom no está afiliada a estas empresas ni respalda el producto ni las afirmaciones de compatibilidad.

## Válvula de pico de pato

Adecuado para copas de leche anchas/estándar, Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Open System Retired y copas de leche maymom

Información sobre el pico de pato



- Después de la sesión de bombeo, las puntas de la válvula de pico de pato pueden abrirse ligeramente. Sin embargo, la abertura se irá cerrando gradualmente, lo que no es un defecto, ya que la válvula está hecha de material elástico. Durante la extracción, las puntas se estiran para permitir el flujo de leche. Cuando dejas de extraer leche, las puntas no se estiran y la abertura se cierra después de un tiempo.
- Está bien ver una pequeña abertura en la punta cuando la válvula no está en uso.
- Este producto está sujeto a desgaste. Para un rendimiento óptimo, en caso de que las puntas de pico de pato no estén en uso pero tengan un espacio mayor a 0,5 mm, deberá reemplazarlas por unas nuevas.

## Servicio al cliente

Maymom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🏠 <http://maymom.com>

Hecho en Taiwán

## Información del producto

Modelo S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD  
Material Silicona pura  
A prueba de calor 120 °C (250 °F)  
Duración 5 años (lejos de la luz solar directa)  
Fecha de fabricación 19 DE AGOSTO DE 2024



\*SPECTRA y el logotipo de SPECTRA son marcas comerciales registradas de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA y Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom no está afiliada a ellos tampoco respaldan el producto ni las afirmaciones de compatibilidad.

\*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza. Maymom no está afiliada a Medela y Medela no respalda el producto ni sus afirmaciones de compatibilidad.

\*Freemie es una marca registrada de Dao Health. Maymom no está afiliada a Dao Health y Dao Health no respalda el producto ni sus afirmaciones de compatibilidad.

\*Hygeia es una marca registrada de Hygeia Inc. Maymom no está afiliada a Hygeia.



Pequeña pieza asfixiante



Eliminación de pico de pato



silicona  
válvula



## Característica de diseño de Maymom

Diseñamos las puntas de la boquilla de pico de pato para que tengan un grosor diferente en la base y en el área de la punta. La base más gruesa es para mayor durabilidad en la instalación y extracción. La punta más delgada es para un mejor flujo de leche y una mejor succión durante la extracción.

## Usar

### Instalación

- (A) Coloque la válvula **simétricamente** en la brida.
- (B) Si ve un espacio abierto grande, presione alrededor del borde de la válvula hasta que el espacio sea menor a 0,5 mm.



## Eliminación

- (DO) Sujete los dos lados planos del pico de pato **cerca de la base** y tire hacia los lados.
- (D) **NO tire de las puntas finas**



(DO)



(D)





speCtra  
ancho/estándar  
cuello



Armonía  
de Medela



Medela  
Mamá maya  
Higeia



Freemie  
Base de la válvula  
(Sistema abierto retirado)



Ajuste personal  
Conector




maymom  
boca ancha  
Conector

### P1. ¿Se sale o se cae el pico de pato?


La grasa de la leche materna hará que el interior del pico de pato y la brida se vuelvan resbaladizos y se desprendan. Después de cada uso, asegúrese de lavar los picos de pato y la brida.

Lave las bridas con agua caliente y jabón y séquelas. Si es necesario, el vinagre de cocina ayudará a disolver la grasa.




### Q2. ¿Baja succión?

Compruebe si la punta del pico de pato presenta desgaste o rotura. Reemplácela según sea necesario. Verifique que no haya residuos de leche entre las puntas internas de los picos de pato.




### Q3 ¿Hay espacio entre los labios?

No es un defecto cuando se ve un pequeño espacio entre los labios de la válvula. Cuando la bomba genera succión, el espacio se cierra y las válvulas funcionan correctamente.



Pequeño espacio.  
Sin pérdida de succión.

- NO limpie en lavavajillas.
- Antes del primer uso, desinfecte con agua hirviendo durante 3 minutos o con vapor de agua durante 15 minutos.
- Después de cada uso, lave las válvulas a mano con cuidado con agua caliente y jabón. Enjuáguelas durante 10 a 15 segundos.
- Después de cada uso, retire, lave a mano y seque las válvulas lo antes posible para evitar la formación de moho.



Apto para microondas



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

## Junta tórica antideslizante

Debido a las variaciones en el molde y el proceso de producción, **NO TODAS** las roscas de las bridas Spectra son iguales. Algunos ajustes y bloqueos entre la brida y sus piezas correspondientes, por ejemplo, las botellas, el adaptador de la bolsa de leche, no son tan ajustados como uno desearía. Esto puede provocar que se caigan algunas botellas de leche. Esta junta tórica antideslizante ayuda a reducir la posibilidad de que se caigan las botellas.

Sin embargo, el uso de esta junta tórica antideslizante **NO es** Imprescindible. Si quieres utilizarlo, colócalo en la brida (ver foto) antes de enroscar las piezas correspondientes (adaptador para bolsa de almacenamiento de leche, biberón). ¡Y listo!



Preguntas:

[CS@maymom.com](mailto:CS@maymom.com)

N.º de modelo: X032-Fo-513820.b.x2

## Uso de junta tórica

Utilice esta junta tórica rosa en lugar de la azul TF cuando desee utilizar la tapa en la botella speCtra OEM para evitar fu



Preguntas:

[CS@maymom.com](mailto:CS@maymom.com)

N.º de modelo: X132-Fo-534014.m

## Pico de pato Maymom de cuarta generación



ASIN de Amazon:  
B07MKDYHVZ



### Característica

- ① Base resistente para un ajuste seguro 2 Área más gruesa para manipulación Punta reforzada y
- ③ apertura más amplia para resistencia al desgarro.

☐ COMPRAR(Blanco)

**Elija 5 recuentos**

## Pico de pato de color de cuarta generación

Prima  
Omitorrinco



ASIN de Amazon:  
B08P4D2Q29



☒ COMPRAR(Azul)

**Elija 5 recuentos**



ASIN de Amazon:  
B08P48J289



☒ COMPRAR(Rosa)

**Elija 5 recuentos**



ASIN de Amazon:  
B08P4F314X



☒ COMPRAR(Naranja)

**Elija 5 recuentos**



## Solución de problemas

### ¿Se le cayó o se le cayó el pico de pato?

La grasa de la leche materna hará que el interior del pico de pato y de la brida se vuelvan resbaladizos y se desprendan. Después de cada uso, asegúrese de lavar los picos de pato y las bridas con agua caliente y jabón y de secarlos. Si es necesario, el vinagre de cocina ayudará a disolver la grasa.



### ¿Leche acumulada?

Verifique que pueda ver una ranura entre los labios de la válvula cuando presione un lado de los labios (A). De lo contrario, gire los labios para abrir la ranura (B).




(A)



(B)


# ¿Aparece y deja caer el pico de pato?

Asegúrese de que las dos áreas rosadas NO tengan residuos de leche y estén secas antes de la instalación para evitar que se despeguen. (Ver instrucciones para más detalles)




S001W-3.4.5en1

## ¡¡¡Precaución!!!



**DOBLAR**

para insertar/retirar el protector antirreflujo dentro/fuera de la brida.



**NO**

Roca, empujar hacia adentro o sacar hacia afuera con fuerza. Se producirá una grieta.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409