

# Slang för spectra

• Passar spectra S1/S2-pumpar

• 100 % kompatibilitet

• BPA- och DEHP-fri

• 42 tum lång

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Material</b>       | Silikon                        |
| <b>Värmebeständig</b> | -10 - 120°C (15-250°F)         |
| <b>Hållbarhet</b>     | 10 år<br>(Från direkt solljus) |
| <b>Modell nr.</b>     | S001.55-105Sil                 |



## Bruksanvisning

### Rena

Slangen är inte steril men den är ren. Du kan använda den som den är. Mjölk kommer inte i kontakt med slangen.

Sterilisering behövs inte. Om slangen blir smutsig, använd en fuktig handduk för att torka bort dammet.

### Använda

(A) Sätt in ena änden av slangen i pumpen och den andra änden i den lilla änden av backflödesskyddet.

(B) Om slangänden lossnar efter en tids användning, skär av cirka 1/8 tum från änden. Den blir som ny igen.

## Felsökning

### Låg sugkraft –

Det finns många faktorer som kan leda till låg sugkraft.

Vänligen kontrollera om

• yandnåbben (eller det lilla vita membranet) ska bytas ut;

• yden gula ventilen (om du använder Medela- eller Maymom-flänsen) är installerad enligt dess instruktioner;

• ydet finns någon spricka i hela systemet;

• ydet vita membranet på återflödesskyddet rör sig fritt fram och tillbaka;

• ydet finns någon skada på slangen (husdjur älskar att tugga på slangen);

• yänden på slangen är lös.

### Vård

• Slangen är ingen leksak. Håll slangen borta från barn och husdjur.

• Lämna inte produkten i bilen under en längre period av mig. Det extrema vädret kan skada slangen.

• Använd inte UV, ånga för att sterilisera delarna.

(A)



Använd inte Använd inte UV  
ångpåse



Förhindra  
att husdjur tuggar



### Maymom kundtjänst

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🌐 http://maymom.com/

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

# Maymom® Pump Kit Set för SpeCtra Pumps

Tack för att du valde Maymom® Breast Pump Kit Set för speCtra Pump. Maymom är din högkvalitativa och säkra men ändå prisvärda lösning för ditt behov av bröstpumpstillbehör.

## Certifikat




Registrerad hos US FDA som klass II medicinsk utrustning, bröstpumpssats. Registreringsnr D192499.  
Följ FDA-kraven för behållare som kommer i kontakt med livsmedel (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)  
yBPA-fri (EN 14350-2:2004 klausul 4.8.)

## Satsens innehåll

- ① Fläns med bred mun (bröstsöld)
- ② Återflödesskydd
  - 2a) Innerfall
  - 2b) Silikonmembran
  - 2c) Ytterväska
- ③ Slang
- ④ Anknäbbsventil


**Kompatibla delar**  
**Men kanske inte ingår i detta kit**

- ⑤ Litet vitt membran
- ⑥ Ventil
- ⑦ Flaskkonverterare
- ⑧ Flaskkonverterare 2nd Gen.




## Ryggskyddsenhet

- A. Placera silikonmembranet i innerhöljet. Se till att den sitter säkert runt fälgen.
- B. Placera ytterhöljet ovanpå diafragman.
- C. Tryck på kanten på silikonmembranet så att det är **jämnt** med både yttre och inre höljen.



## Demontering av ryggskydd

- A. Håll i innerväskan med en hand.
- B. Dra i den öppna noden på ytterhöljet för att separera de två delarna.



## Backow Protector Installation och borttagning

**Installera:** Vrid och sätt i backflödesskyddet tills anslutningen är tät.


**Tryck inte in den hela vägen.**

**Det är normalt att se ett litet mellanrum mellan flänsen och skyddet.**


**Ta bort:** Vrid backflödesskyddet något. Skyddet kommer att glida ut tillsammans med svängen.



Vrid backflödesskyddet något moturs.



**VAGGA INTE** skyddet hårt eller försök trycka in det hela vägen eftersom du kan bryta skyddets skaft.




## Installation och borttagning av andnäsventil

## Fastsättning

Fäst ventilen **symmetriskt** på flänsen (se bild A).

Om du ser ett stort öppet gap (se bild B) kan det leda till att suget tappas. Pressa runt ventils kanten tills gapet är mindre än 0,5 mm.



## Avskildhet

Håll de två platta sidorna av anknäbben nära basen och dra åt sidan.




**Dra INTE i de tunna spetsarna**


## Slangborttagning av skyddet



Vicka på slangen för att ta bort  
(Behåll längre livslängd)



Vänligen dra **INTE** för att  
ta bort slangen



## Rengöring

**Före första användningen och en gång dagligen:**

• **Tvätta INTE** slangen.

• Ta isär alla andra delar, rengör med tvål/vatten och skölj i varmt vatten.

• Koka delarna i kokande vatten i 3-4 minuter.

**Efter varje användning:**

• **Tvätta INTE** slangen. Lufttorka. Byt ut slangen om den blir smutsig.

• Ta isär, rengör och skölj delarna i varmt vatten.

• Byt ut anknäbben om den har ett mellanrum på mer än 0,5 mm (tjocklek på 5 stycken kopieringspapper) vid läppområdet.

**Olämpliga vanliga metoder för rengöring, förvaring och användning kan skada produkten.**



Se till att du har mycket vatten i  
grytan.



Kanten på grytan utan vatten blir överhettad och det  
kommer att smälta plasten.

## Felsökning

A. Slangen är lös vid anslutningen - följ grafen till höger för att få en ny slangände.

B. Låg eller ingen sugkraft —


• Byt ut silikonmembranet om det inte kan återställas sin form omedelbart under en pumpcykel.

• Kom ihåg att installera anknäbben (många nyblivna mammor glömmar detta)

• Byt ut anknäbben om den har ett gap större än 0,5 mm vid läppområdet.

Det är dock normalt att se ett större gap direkt efter ett pumppass.

Mellanrummet bör gradvis bli mindre när anknäbben inte sträcks.



Knipp av 1/8 tum från slangändan  
och du kommer att få en som ny  
slang igen.

## Varning --- För ditt barns säkerhet och hälsa

• Använd alltid produkten under uppsikt av vuxen.

• Kontrollera alltid matens temperatur före matning.

• Kontinuerlig och långvarig sugning av vatskor kommer att orsaka karies.

• Denna produkt är **INTE** en leksak. Förvara alla komponenter som inte används utom räckhåll för barn.

## Kundservice

✉ CS@maymom.com

🌐 <http://maymom.com/>

☎ +1 919 4535168

📍 Maymom LLC, 3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703



Tillverkad i Taiwan

**Modell: S001W.55-2F\*\*(D).2sBfp**

\*Avsett för ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips NV.

\*\*Använda är ett registrerat varumärke som tillhör Amnida INC. Corp.

Modell är ett registrerat varumärke som tillhör Medela Holding AG, Schweiz.

\*SPECTRA och SPECTRA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA

och Medela Pumping System USA. Licensierade.

Maymom är inte ansvarigt till dessa företag och de stöder inte heller produkt- och kompatibilitetsanspråken.

# Anknäbbsventil

Lämplig för bred/standard

bröstköld, Medela, Hygeia, Spectra,  
Freemie Open System Retired och  
Maymom bröstsköld



## Anknäbb Info

- Efter pumpningen kan spetsarna på anknäbbventilen öppna sig något. Öppningen kommer dock att stängas gradvis. Detta är inte en defekt eftersom ventilen är gjord av elastiskt material. Under pumpning sträcks spetsarna upp för att möjliggöra mjölkflöde. När du slutar pumpa sträcks inte spetsarna och öppningen stängs efter ett tag.
- Det är OK att se en liten öppning i spetsen när ventilen inte används.
- Denna produkt är föremål för slitage. För optimal prestanda, om dina anknäpsspetsar inte används men har ett mellanrum som är större än 0,5 mm, bör du byta ut en ny.

## Kundservice

Maymom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🏠 <http://maymom.com>

Tillverkad i Taiwan

## Produktinformation

Modell **S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD**  
Material Ren silikon  
Värmebeständig 120°C (250°F)  
Hållbarhet 5 år (Från direkt solljus)  
Mfr. Datum 19 AUGUSTI 2024



\*SPECTRA och SPECTRA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA och Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom är inte ansluten till de godkänner inte heller produkt- och kompatibilitetsanspråken.

\*Medela är ett registrerat varumärke som tillhör Medela Holding AG, Schweiz. Maymom är inte ansluten till Medela och Medela stöder inte heller produkten och kompatibilitetsanspråken.

\*Freemie är ett registrerat varumärke som tillhör Dao Health. Maymom är inte ansluten till Dao Health och Dao Health stöder inte heller produkten och kompatibilitetsanspråken.

\*Hygeia är ett registrerat varumärke som tillhör Hygeia Inc. Maymom är inte ansluten till Hygeia.



**VARNING:**  
POTENTIELL FARA  
Detta är ingen  
leksak, håll den borta från barn.



**VARNING:**  
KVÄVNINGSRISK  
Små delar.  
Inte för barn under 3 år.



Liten del kvävning



Borttagning av andnäs



silikon  
ventil


## Maymoms designfunktion

Vi designar anknäbbens spetsar så att de har olika tjocklek vid basen och spetsområdet. Tjockare bas är för hållbarhet vid installation och borttagning. Tunnare spets är för bättre mjölkflöde och bättre sug under pumpning.

Använda

### Installation

- (A) Fäst ventilen **symmetriskt** på flänsen.
- (B) Om du ser ett stort öppet gap, tryck runt kanten på ventilen tills gapet är mindre än 0,5 mm.



## Borttagning


- (C) Håll de två platta sidorna av anknäbben **nära basen** och dra åt sidan.
- (D) **Dra INTE i de tunna spetsarna**



## Anknäbb pop/släpp av?

Fettet från bröstmjölken kommer att göra anknäbben och flänsen hala och lossna. Efter varje användning, se till att tvätta anknäbbarna och

flänsar med varmt tvålsvatten och torka dem. Vid behov hjälper köksvinäger att lösa upp fett.



## Q2. Lågt sug?


Kontrollera spetsen på anknäbben för eventuellt slitage. Byt ut vid behov.

Kontrollera att det inte finns några mjölkrester mellan de inre spetsarna på anknäbbar.



## Q3. Glapp mellan läpparna?


Den är inte defekt när du ser ett litet mellanrum mellan ventilens läppar. När pumpen genererar sug kommer gapet att stängas och ventilen kommer att fungera korrekt.



Liten klyfta.  
Ingen sugförlust.

## Rena

- INGEN diskmaskinstvätt.
- Före första användning, sanera i kokande vatten i 3 minuter eller vattenånga i 15 minuter.
- Efter varje användning, handtvätt ventilen försiktigt i varmt tvålsvatten. Skölj rent i 10-15 sek.
- Efter varje användning, ta bort, handtvätt och torka ventilen så snart som möjligt för att undvika att mögel växer.



Säker för mikrovågsugn



Se till att ha mycket vatten i grytan.



Kanten på grytan utan vatten blir överhettad och det kommer att smälta plasten.



spektra  
bred/standard  
hals



Medela  
harmoni



Medela  
Mamma  
Hygeia



Freemie  
Ventilbas  
(pensionerat öppet system)



Personlig passform  
Anslutning



mamma  
bred mun  
Anslutning

# Maymom 4:e Gen Anknäbb



Amazon ASIN:  
B07MKDYHVZ



**Funktion Stabil**

- ① bas för säker passform 2 Tjockare område
- ② för hantering Förstärkt spets och bredare
- ③ öppning för rivhållfasthet.

☐ KÖP (vit)  
**Välj 5 count**

## 4:e generationens färg anknäbb

**Bonus  
Anknäbb**



Amazon ASIN:  
B08P4D2Q29



☒ KÖP (blå)  
**Välj 5 count**



Amazon ASIN:  
B08P48J289



☐ KÖP (rosa)  
**Välj 5 count**



Amazon ASIN:  
B08P4F314X




☐ KÖP (orange)  
**Välj 5 count**

# Felsökning

## Ploppat/släppt av anknäbb?

Fettet från bröstmjölken kommer att göra anknäbben och flänsen hala och lossna. \_\_\_\_\_

Efter varje användning, se till att tvätta anknäbbarna och flänsarna med varmt tvålsvatten och **TORKA** dem. Vid behov hjälper köksvinäger att lösa upp fettet.



interiör  
vägg



## Backup mjölk?

Kontrollera att du kan se en slits mellan ventilens läppar när du trycker på ena sidan av läpparna (A). Om inte, vrid på läpparna för att öppna skåran (B).




(A)



(B)


# Duckbill Pop/Drop Off?

Se till att de två rosa områdena **INTE** har några mjölkrester och att de är torra före installation för att undvika att de faller av (Se instruktioner för detaljer)




S001W-3.4.5in1

## Försiktighet!!!



**SVÄNG**

för att sätta in/ta bort backflödesskyddet i/av flänsen.



**GÖR INTE**

rocka, trycka in/dra ut med kraft. Spricka kommer att uppstå.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.<br>WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.                                                                              |
| FR | AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants.<br>AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.           |
| DE | WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern.<br>WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.                                                             |
| IT | ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini.<br>ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento. |
| ES | ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.<br>ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.                                          |
| PL | OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci.<br>OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.                                         |
| NL | WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.<br>WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.                                     |
| SE | WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn.<br>WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.                                                                        |
| TR | UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.<br>UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.                                                               |
| 中文 | 警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。<br>警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。                                                                                                                                                                                                 |
| JP | 警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>窒息の危険があります。                                                                                                                                                         |



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409