



Modell: S012W-F**[VM]

Maymom-Flansch

Für spectra S1/S2 Pumpen



Optional



Optional



Inhalt kann vom Bild abweichen

Material	PP, Silikon
Hitzebeständig	-10°C–110°C (15°F–230°F)
Haltbarkeit	10 Jahre
	(Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen)
Herst. Datum	7. August 2024


Zertifizierung

Registriert bei der US-amerikanischen FDA als Medizinprodukt der Klasse II, Milchpumpen-Set. Registrierungsnummer D192499.
BPA-frei (EN 14350-2:2004 Abschnitt 4.8.)



Doppelfunktionsanschluss des Maymom-Flansches

Der Abstand zwischen Flansch und Rückflussverhinderer ist normal, da einige Chargen des Maymom-Flansches so konzipiert sind, dass sie sowohl mit dem Spectra-Rückflussverhinderer als auch mit den Pumpschläuchen von Medela funktionieren.



Kompatibler Rückflussverhinderer



Maimutter



Amazon Walmart



Mya / Motiv / Cimilre
Maimutter



Amazonas Walmart



Spektren
Maimutter



Amazon Walmart

Kompatible Flasche



Avent Naturkosmetik
PP

Avent Klassik
PP

Avent Glas

spectra
Weithals
(S1/S2)

Kompatibles Ventil



Medela
Ventil/
Membran



Maimutter
Ventil/
Membran



Maimutter
2. Generation
Entenschnabelventil



Spektren
Maimutter
Entenschnabelventil



Amazon Walmart Amazon Walmart Amazon Walmart



Reinigung

Vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich:

Zerlegen, mit Seifenlauge reinigen und in warmem Wasser abspülen.
Die Teile (Brusthaube, Ventil) 3-4 Minuten in kochendem Wasser auskochen. Die Membran vorsichtig behandeln.



Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Wasser im Topf befindet.



Ohne Wasser wird der Topfrand überhitzt und der Kunststoff schmilzt.

Nach jedem Gebrauch:

Die Teile auseinandernehmen, reinigen und in warmem Wasser abspülen. An der Luft trocknen lassen.

Spülmaschinenfest (oberer Korb). Mikrowellenfest.

Fehlerbehebung

Keine Saugkraft –

- Stellen Sie sicher, dass der Entenschnabel/das Ventil/die Membran richtig eingesetzt ist (viele junge Mütter vergessen das!)
- Irgendein Riss am Flansch.
- Die Membran im Inneren des Rückflussverhinderers ist frei beweglich.

Geringe Saugleistung –

- Stellen Sie sicher, dass der Entenschnabel/die Membran nicht gerissen ist
- Wenn Sie zu einer kleineren Flanschgröße wechseln, werden Sie SPÜREN, dass die Saugkraft geringer ist, da ein kleinerer Bereich Ihres Warzenhofs abgesaugt wird. Erhöhen Sie bei Bedarf die Leistung des Motors.

Drücken Sie das Ventil sanft und symmetrisch auf die Brusthaube.
Drücken Sie es **NICHT** zu fest hinein, da es sonst sehr schwierig wird, es zu entfernen.
Wenn es jedoch nicht fest genug sitzt, kann es zu einem Luftleck kommen.
Es kommt zu einem Verlust der Saugkraft.




Richtige
Installation



Entfernung


Entfernen Sie zuerst die Membran vom Ventil (siehe TIPP unten) und dann:

- Halten Sie die Brusthaube mit einer Handfläche fest
- Bewegen Sie das Ventil nach links und rechts, bis Sie spüren, dass es locker ist
- Drehen Sie das Ventil und ziehen Sie es ab.



TIPP: Die Lebensdauer der Membran kann verlängert werden, indem Sie sie von der Innenseite des Ventils herausdrücken, anstatt sie von außen abziehen.

Richtige Ausrichtung der Prüfmembran



Auch mit kleinem Spalt nutzbar



Falsche Orientierung bei der Kontrolle. In dieser Position (liegend) pumpt niemand.

Membran- und Ventilpflege


- Lassen Sie die Muttermilch zwischen Ventil und Brusthaube **NICHT** austrocknen. Trockene Milch kann wie Klebstoff wirken!
- Waschen Sie die Membran vorsichtig mit der Hand. **NICHT** ziehen oder dehnen.
- Dieses Produkt unterliegt einem gewissen Verschleiß. Für eine optimale Leistung sollten Sie es durch ein neues ersetzen, wenn Sie eine abgenutzte oder gerissene Membran feststellen.

Leitfaden zur Auswahl der Brusthaubengröße


Das Abpumpen von Muttermilch sollte weder schmerzhaft noch unangenehm sein, wenn Sie die richtige Brusthaubengröße UND die richtige Motorleistungseinstellung

haben. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die richtige Brusthaubengröße auswählen. Informationen zur Saugleistung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe.

- Messen Sie Ihren Brustwarzendurchmesser (N) **NACH** dem Abpumpen. [Unter www.maymom.com/nippleuler](http://www.maymom.com/nippleuler) finden Sie ein kostenloses Brustwarzenlineal.




- Wir empfehlen Ihnen, zunächst eine Brustschutzgröße (B) auszuprobieren, die 1–2 mm größer als Ihr Brustwarzendurchmesser. Wenn Sie Ihren Brustwarzendurchmesser **VOR** dem Abpumpen messen, können wir nur schätzen, dass die Brusthaubengröße 2–5 mm größer als Ihr Brustwarzendurchmesser sein sollte.




Richtige Passform

Die Brustwarze lässt sich leicht und ohne Schmerzen bewegen.




Brustschild
ist zu groß

Die Brustwarze und der überschüssige Warzenhof werden in den Tunnel gezogen. Probieren Sie eine kleinere Größe.



Brustschild
ist zu klein

Die Brustwarze reibt an der Tunnelwand und verursacht Unbehagen. Probieren Sie eine größere Größe.



Brustschild
ist zu kurz

Die Brustwarze berührt das Tunnelende. Probieren Sie eine größere oder kleinere Größe.

- Zentrieren Sie die Brustwarze im Tunnel der Brusthaube. Beginnen Sie nun mit dem Abpumpen und überprüfen Sie folgende Punkte:

JA NEIN	Frage
	Bewegt sich Ihre Brustwarze frei im Tunnel?
	Wird kein oder nur wenig Gewebe des Brustwarzenhofs in den Tunnel der Brusthaube gezogen?
	Erkennen Sie bei jedem Pumpvorgang sanfte, rhythmische Bewegungen der Brust?
	Spüren Sie, wie sich die Brust insgesamt entleert?
	Ist Ihre Brustwarze schmerzfrei?
	Ist beim Abpumpen noch Platz zwischen der Spitze Deiner Brustwarze und dem Ende des Brustwarzentunnels?

Alle Antworten sollten **JA** lauten, denn das zeigt, dass Sie die richtige Brusthaubengröße und die richtige Saugkraft haben. Wenn **NICHT**, wenden Sie sich bitte an Ihre Stillberaterin oder verwenden Sie die Produkte von Maymom nicht mehr, um weitere Beschwerden zu vermeiden.

Kundendienst

- CS@maymom.com
- Hilfe://maymom.com/
- +1 919 4535168
- Maymom, LLC
- 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409