



Modelo: S012W-F**[VM]

Brida Maymom

Para bombas speCtra S1/S2



BPA FREE



Opcional



Opcional

El contenido puede variar respecto a la imagen.

Material	PP, silicona
A prueba de calor	-10 °C a 110 °C (15 °F a 230 °F)
Duración	10 años (Lejos de la luz solar directa)
Fecha de fabricación	7 de agosto de 2024

Proceso de dar un título


Registrado ante la FDA de EE. UU. como dispositivo médico de clase II, kit para extractor de leche. Número de registro: D192499.



Libre de BPA (EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.)

Puerto de doble función de brida Maymom

El espacio entre la brida y el protector antirreflujo es normal, ya que algunos lotes de bridas Maymom están diseñados para funcionar tanto con el protector antirreflujo Spectra como con los tubos estilo bomba de Medela.



Protector antirreflujo compatible



Mamá maya



Amazonas Walmart



Mya / Motivo / Cimilre
Mamá maya



Amazonas Walmart



Espectros
Mamá maya



Amazonas Walmart

Botella compatible



Avent Natural

Avent Clásico

Vaso Avent

speCtra
boca ancha

(temperado 15temperado 2)

Válvula compatible



Medela
Válvula/
Membrana

Mamá maya
Válvula/
Membrana

Mamá maya
2da generación
Válvula de pico de pato

Espectros
Mamá maya
Válvula de pico de pato



Amazonas Walmart Amazonas Walmart Amazonas Walmart

Limpieza

Antes del primer uso y una vez al día:

Desmontar, limpiar con agua jabonosa y enjuagar con agua tibia. Hervir las piezas (protector de senos, válvula) en agua hirviendo durante 3-4 minutos. Manipule la membrana con cuidado.



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

Después de cada uso:

Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia. Secar al aire.

Apto para lavavajillas en rejilla superior. Apto para microondas.

Solución de problemas

Sin poder de succión –

Asegúrese de que el pico de pato/válvula/membrana esté instalado en su lugar (¡muchas madres primerizas olvidan esto!)

Cualquier grieta en la brida.

La membrana dentro del protector antirreflujo puede moverse libremente.

Baja potencia de succión –

Verifique que el pico de pato/membrana no esté roto

Cuando cambie a una brida de tamaño más pequeño, SENTIRÁ que la succión es menor ya que se aspira menos área de su areola.

Aumente la potencia del motor si es necesario.


Empuje la válvula sobre el embudo con suavidad y de forma simétrica.
NO lo presione con demasiada fuerza ya que será muy difícil retirarlo.
Sin embargo, si no está lo suficientemente apretado, podría haber una fuga de aire.
Se producirá pérdida de potencia de succión.



Eliminación

Primero retire la membrana de la válvula (ver CONSEJO a continuación) y luego:

- Sostenga firmemente el protector de mama con una de las palmas.
- Mueva la válvula hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que sienta que está floja.
- Gire la válvula y sáquela.



CONSEJO: Quitar la membrana empujándola desde el interior de la válvula en lugar de tirar de ella desde el exterior puede prolongar su vida útil.

Orientación correcta de la membrana de control




Cuidado de membranas y válvulas


- !** NO deje que la leche materna se seque entre la válvula y el embudo. ¡La leche en polvo puede actuar como pegamento!
- Lave la membrana a mano con cuidado. **NO** la tire ni la estire.
- !** Este producto está sujeto a desgaste. Para un rendimiento óptimo, debe reemplazarlo por uno nuevo cuando detecte que la membrana está desgastada o rota.

Guía de selección del tamaño de la copa de mama

La extracción de leche no debería ser dolorosa ni incómoda si tiene el tamaño correcto de embudo y la potencia del motor adecuada. Estas instrucciones le muestran cómo elegir el tamaño correcto de embudo. En cuanto a la potencia de succión, consulte el manual del extractor.



- Mida el diámetro del pezón (N) **DESPUÉS** de una sesión de extracción de leche. Puede visitar www.maymom.com/nippleuler para obtener una regla para pezones gratuita.
- Te sugerimos que comiences a probar un protector de pecho de tamaño (B) que sea 1-2 mm más grande que el diámetro de su pezón. Si mide el diámetro de su pezón **ANTES** de una sesión de extracción de leche, solo podemos estimar que el tamaño del embudo debe ser de 2 a 5 mm más grande que el diámetro de su pezón.



Ajuste correcto

El pezón se mueve fácilmente sin ningún dolor.



El pezón y el exceso de areola son arrastrados hacia el túnel.
Pruebe con una talla más pequeña.

El pezón roza el costado del túnel y causa molestias.
Pruebe con una talla más grande.

El pezón golpea el extremo del túnel.
Pruebe con un tamaño más largo o más pequeño.

3. Centre el pezón en el túnel del embudo. Ahora comience a extraer leche y controle los siguientes puntos:

SI NO	Pregunta
	¿Tu pezón se mueve libremente en el túnel?
	¿No se arrastra nada o solo muy poco tejido de la areola hacia el túnel del protector mamario?
	¿Reconoce movimientos suaves y rítmicos en el pecho en cada ciclo de extracción?
	¿Sientes que el pecho se vacía por completo?
	¿Tu pezón está libre de dolor?
	¿Todavía queda espacio entre la punta del pezón y el final del túnel del pezón durante la extracción de leche?

Todas las respuestas deben ser **SI**, lo que indica que el tamaño de embudo y la potencia de succión del motor son correctos. Si no es así, consulte a su especialista en lactancia o deje de usar los productos de Maymom para evitar más molestias.

Servicio al cliente

✉ CS@maymom.com
🏠 h p://maymom.com/
☎ +1 919 4535168
📍 Maymom, LLC





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409