



Modello: S012W-F**[VM]

Flangia Maymom

Per pompe speCtra S1/S2



Opzionale



Opzionale

Il contenuto può variare rispetto all'immagine

Materiale	PP, Silicone
Resistente al calore	-10°C-110°C (15°F-230°F)
Durata di conservazione	10 anni
	(Lontano dalla luce solare diretta)
Data del produttore	7 agosto 2024

Certificazione


γRegistrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tiralatte. Numero di registrazione D192499.



γSenza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)

Porta a doppia funzione della flangia Maymom

Lo spazio tra la flangia e il dispositivo di protezione antiriflusso è normale, poiché alcuni lotti di flangia Maymom sono progettati per funzionare sia con il dispositivo di protezione antiriflusso Spectra sia con il tubicino Pump in Style di Medela.



Protettore antiriflusso compatibile



Mamma di maggio



Amazon, Walmart



Mya / Motivo / Cimilire

Mamma di maggio



Amazonia negozio di alimentari



Spettri

Mamma di maggio



Amazon, Walmart

Bottiglia compatibile



Avent Naturale
PP

Avent Classico
PP

Vetro Avent

speCtra
bocca larga

(Serie 1/Serie 2)

Valvola compatibile



Medela
Valvola/
Membrana

Mamma di maggio
Valvola/
Membrana

Mamma di maggio
2a generazione
Valvola a becco d'anatra

Spettri
Mamma di maggio
Valvola a becco d'anatra



Amazon Walmart, ...



Pulizia

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

Smontare, pulire con acqua saponata e risciacquare in acqua calda. Far bollire le parti (paracapezzolo, valvola) in acqua bollente per 3-4 minuti. Maneggiare la membrana con cura.



Assicuratevi di avere abbastanza acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e la plastica si scioglierà.

Dopo ogni utilizzo:

Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Lasciare asciugare all'aria.

Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore. Adatto al microonde.

Risoluzione dei problemi

Nessuna potenza di aspirazione –

- γAssicurarsi che il becco d'anatra/valvola/membrana sia installato correttamente (molte neomamme se ne dimenticano!)
- γQualsiasi crepa sulla flangia.
- γLa membrana all'interno del dispositivo di protezione antiriflusso può muoversi liberamente.

Bassa potenza di aspirazione –

- γVerificare che il becco d'anatra/membrana non sia strappato
- γQuando passi a una flangia di dimensioni più piccole, SENTIRAI che l'aspirazione è inferiore poiché viene aspirata una superficie minore dell'areola. Se necessario, aumentare la potenza del motore.


Spingere delicatamente e simmetricamente la valvola sulla coppa per il seno.
NON spingerlo troppo forte perché renderà la rimozione molto difficile.
Tuttavia, se non è sufficientemente stretto, potrebbero verificarsi perdite d'aria.
Si verificherà una perdita di potenza di aspirazione.



Installazione corretta


SUGGERIMENTO: rimuovere la membrana spingendola fuori dall'interno della valvola anziché tirandola dall'esterno può prolungarne la durata.

Orientamento corretto della membrana di controllo




Guida alla scelta della taglia della coppa per il seno

Tirare il latte non dovrebbe essere doloroso e scomodo se hai la coppa per il seno della misura corretta E la corretta impostazione della potenza del motore. Questa istruzione ti mostra come scegliere la misura corretta della coppa per il seno. Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, fai riferimento al manuale del tuo tiralatte.



- Misura il diametro del capezzolo (N) **DOPO** una sessione di pompaggio. Puoi visitare www.maymom.com/nipple ruler per un righello per capezzoli gratuito.
- Ti suggeriamo di iniziare a provare una taglia di scudo frangivento (B) che sia 1-2 mm più grande del diametro del capezzolo. Se misuri il diametro del capezzolo **PRIMA** di una sessione di estrazione, possiamo solo stimare che la dimensione della coppa per il seno dovrebbe essere 2-5 mm più grande del diametro del capezzolo.



Corretto FIT

Il capezzolo si muove facilmente e non provoca alcun dolore.



Il capezzolo e l'areola in eccesso vengono tirati nel tunnel.

Prova una taglia più piccola.

Il capezzolo sfrega lungo il lato del tunnel e provoca fastidio.

Prova una taglia più grande.

Il capezzolo colpisce l'estremità del tunnel.

Prova una taglia più lunga o più piccola.

- Centrare il capezzolo nel tunnel della coppa per il seno. Ora iniziare a pompare e controllare i seguenti punti:

SI	NO	Domanda
		Il capezzolo si muove liberamente nel tunnel?
		Nessuna parte o solo una piccola quantità di tessuto dell'areola viene tirata nel tunnel della coppa per il seno?
		Riconosci i movimenti delicati e ritmici del seno a ogni ciclo di estrazione?
		Senti che il seno si svuota completamente?
		Il tuo capezzolo non ti fa più male?
		Durante l'estrazione del latte, rimane ancora spazio tra la punta del capezzolo e l'estremità del condotto del capezzolo?

Tutte le risposte devono essere **SI** e questo indica che hai la taglia corretta della coppa per il seno e la potenza di aspirazione del motore corretta. In caso contrario, consulta il tuo consulente per l'allattamento o interrompi l'uso dei prodotti Maymom per prevenire ulteriori disagi.

Assistenza clienti

CS@maymom.com
hÿp://maymom.com/
+1 919 4535168

Mamma, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrep-service@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409