

# Maymom Fläns

För spectra S1/S2-pumpar

BPA  
FREE

Frivillig



Frivillig

Innehållet kan variera från bilden

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Material</b>       | PP, silikon              |
| <b>Värmebeständig</b> | -10°C-110°C (15°F-230°F) |
| <b>Hållbarhet</b>     | 10 år                    |
|                       | (Från direkt solljus)    |
| <b>Mfr. Datum</b>     | 7 augusti 2024           |

## Certifiering


γRegistrerad hos US FDA som klass II medicinsk utrustning, bröstpumpssats. Registreringsnr D192499.

γBPA-fri (EN 14350-2:2004 klausul 4.8.)



## Dubbelfunktionsport på Maymom-flänsen

Gapet mellan flänsen och backflödesskyddet är normalt eftersom vissa partier av Maymom-flänsar är designade för att fungera med både spektra-backflow-skydd och Medelas pumpslangar.



## Kompatibelt återflödesskydd



Mamma



amazon walmart

Mya / Motiv / Cimilre  
Mamma

amazon walmart

Spectra  
Mamma

amazon walmart

## Kompatibel flaska

Avent Natural  
PPAvent Classic  
PP

Avent glas

speCtra  
bred mun  
(S1/S2)

## Kompatibel ventil

Medela  
Ventil/  
MembranMamma  
Ventil/  
MembranMamma  
2:a Gen  
AnknäbbsventilSpectra  
Mamma  
Anknäbbsventil

amazon walmart amazon walmart



amazon walmart amazon walmart



amazon walmart amazon walmart

## Rengöring

### Före första användningen och en gång dagligen:

Ta isär, rengör med tvål/vatten och skölj i varmt vatten. Koka delarna (bröstskydd, ventil) i kokande vatten i 3-4 minuter. Hantera membranet varsamt.



Se till att du har mycket vatten i grytan.



Kanten på grytan utan vatten blir överhettad och det kommer att smälta plasten.

### Efter varje användning:

Demontera, rengör och skölj delarna i varmt vatten. Lufttorka.

**TOP RACK tål diskmaskin. Säker i mikrovågsugn.**

## Felsökning


### Ingen sugkraft –

- γSe till att anknäbb/ventil/membran är installerad på plats (många nyblivna mammor glömmer detta!)
- γAlla sprickor på flänsen.
- γMembranet inuti återflödesskyddet kan röra sig fritt.

### Låg sugkraft –

- γVerifiera att anknäbb/membran inte är trasigt
- γNär du byter till en mindre fläns kommer du att KÄNNA att suget är lägre eftersom mindre område av ditt värtgården sugas upp. Sätt upp strömmen på motorn om det behövs.


Tryck försiktigt och symmetriskt in ventilen på bröstskölden.  
Tryck **INTE** in den för hårt eftersom det kommer att göra borttagningen mycket svår.  
Men om den inte är tillräckligt tät kan det finnas luftläckage.  
Förlust av sugkraft kommer att inträffa.



## Borttagning

Ta först bort membranet från ventilen (se TIPS nedan) och sedan:

- Håll bröstskölden hårt med en av dina handflator
- Vicka ventilen åt vänster och höger tills du känner att den är lös.
- Vrid och vrid ventilen och dra av den.



**TIPS:** Att ta bort membranet genom att trycka ut det från insidan av ventilen istället för att dra av det från utsidan kan förlänga livslängden på det.

## Korrekt orientering av kontrollmembranet




## Membran & ventilvård


- ! Låt **INTE** bröstmjölken torka ut mellan ventilen och bröstskyddet. Torkad mjölk kan fungera som lim!
- ! Denna produkt är föremål för slitage. För optimal prestanda bör du byta ut en ny när du upptäcker slitna och trasiga membran.

## Storleksguide för bröstsköld

Bröstpumpning ska inte vara smärtsamt och obehagligt om du har rätt storlek på bröstskydd OCH rätt motoreffektinställning. Denna instruktion visar hur du väljer rätt storlek på bröstskölden. Beträffande sugeffekten, se din pumpmanual.




- Mät din bröstvårts diameter (N) **EFTER** ett pumppass. Du kan besöka [www.maymom.com/nippelruler](http://www.maymom.com/nippelruler) för en gratis nippelinjal.
- Vi föreslår att du börjar prova en bröstskydd storlek (B) dvs 1-2 mm större än din nippeldiameter. Om du mäter din bröstvårts diameter **INNAN** ett pumppass kan vi bara uppskatta att bröstsköldens storlek bör vara 2-5 mm större än din bröstvårts diameter.



## Rätt PASSFORM

Bröstvårten rör sig lätt utan smärta.



**Bröstsköld är för stor**

Bröstvårten och överdriven vartgård dras in i tunneln.  
Prova en mindre storlek.

**Bröstsköld är för liten**

Bröstvårten skaver längs sidan av tunneln och orsakar obehag.  
Prova en större storlek.

**Bröstsköld är för kort**

Bröstvårten träffar tunneln.  
Prova en längre eller mindre storlek.

3. Centrera bröstvårten i bröstsköldens tunnel. Börja nu pumpa och kontrollera följande punkter:

| JA NEJ | Fråga                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Rör sig din bröstvårta fritt i tunneln?                                                                         |
|        | Dras ingen eller endast mycket liten vävnad från vartgårdens in i bröstsköldens tunnel?                         |
|        | Känner du igen mjuka, rytmiska rörelser i bröstet vid varje pumpcykel?                                          |
|        | Känner du hur bröstet töms överallt?                                                                            |
|        | Är din bröstvårta fri från smärta?                                                                              |
|        | Finns det fortfarande utrymme mellan spetsen på din bröstvårta och änden av bröstvårtans tunnel under pumpning? |

Alla svar ska vara **JA** och det indikerar att du har rätt storlek på bröstskölden och korrekt motorsugkraft. Om **INTE**, kontakta din amningskonsult eller sluta använda Maymoms produkter för att förhindra ytterligare obehag.

## Kundservice

CS@maymom.com  
hjäp://maymom.com/  
+1 919 4535168  
Maymom, LLC  
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.<br>WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.                                                                              |
| FR | AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants.<br>AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.           |
| DE | WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern.<br>WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.                                                             |
| IT | ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini.<br>ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento. |
| ES | ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.<br>ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.                                          |
| PL | OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci.<br>OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.                                         |
| NL | WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.<br>WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.                                     |
| SE | WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn.<br>WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.                                                                        |
| TR | UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.<br>UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.                                                               |
| 中文 | 警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。<br>警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。                                                                                                                                                                                                 |
| JP | 警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>窒息の危険があります。                                                                                                                                                         |



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409