

maymom®
care for each mom

Modello: S012W-F**[VM]

Flangia Maymom

Per pompe speCtra S1/S2

BPA
FREE

Opzionale



Opzionale

Il contenuto può variare rispetto all'immagine

Materiale	PP, Silicone
Resistente al calore	-10°C-110°C (15°F-230°F)
Durata di conservazione	10 anni (Lontano dalla luce solare diretta)
Data del produttore	7 agosto 2024

Certificazione


γ Registrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tiralatte. Numero di registrazione D192499.

γ Senza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)



Porta a doppia funzione della flangia Maymom

Lo spazio tra la flangia e il dispositivo di protezione antiriflusso è normale, poiché alcuni lotti di flangia Maymom sono progettati per funzionare sia con il dispositivo di protezione antiriflusso Spectra sia con il tubicino Pump in Style di Medela.



Protettore antiriflusso compatibile



Mamma di maggio



Amazon, Walmart



Mya / Motivo / Cimilire



Amazonia

Negozio di alimentari



Spettri



Amazon, Walmart

Bottiglia compatibile

Avent Naturale
PPAvent Classico
PP

Vetro Avent

speCtra
bocca larga

(Serie 1/Serie 2)

Valvola compatibile

Medela
Valvola/
MembranaMamma di maggio
Valvola/
MembranaMamma di maggio
2a generazione
Valvola a becco d'anatraSpettri
Mamma di maggio
Valvola a becco d'anatra

Amazon Walmart, ...



Pulizia

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

Smontare, pulire con acqua saponata e risciacquare in acqua calda. Far bollire le parti (paracapezzolo, valvola) in acqua bollente per 3-4 minuti. Maneggiare la membrana con cura.



Assicuratevi di avere abbastanza acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e la plastica si scioglierà.

Dopo ogni utilizzo:

Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Lasciare asciugare all'aria.

Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore. Adatto al microonde.

Risoluzione dei problemi

Nessuna potenza di aspirazione –

- γ Assicurarsi che il becco d'anatra/valvola/membrana sia installato correttamente (molte neomamme se ne dimenticano!)
- γ Qualsiasi crepa sulla flangia.
- γ La membrana all'interno del dispositivo di protezione antiriflusso può muoversi liberamente.

Bassa potenza di aspirazione –

- γ Verificare che il becco d'anatra/membrana non sia strappato
- γ Quando passi a una flangia di dimensioni più piccole, SENTIRAI che l'aspirazione è inferiore poiché viene aspirata una superficie minore dell'areola. Se necessario, aumentare la potenza del motore.

Spingere delicatamente e simmetricamente la valvola sulla coppa per il seno.
NON spingerlo troppo forte perché renderà la rimozione molto difficile.
Tuttavia, se non è sufficientemente stretto, potrebbero verificarsi perdite d'aria.
Si verificherà una perdita di potenza di aspirazione.



Installazione corretta


Il logo e la membrana sono
rivolti nella stessa direzione

Sbagliato.
Perdita di aspirazione

Sbagliato.
Il latte potrebbe accumularsi

SUGGERIMENTO: rimuovere la membrana spingendola fuori dall'interno della valvola anziché tirandola dall'esterno può prolungarne la durata.

Orientamento corretto della membrana di controllo




Utilizzabile Utilizzabile anche con un
piccolo spazio


Orientamento non corretto per il
controllo. Nessuno pompa in questa
posizione (sdraiati).

Guida alla scelta della taglia della coppa per il seno

Tirare il latte non dovrebbe essere doloroso e scomodo se hai la coppa per il seno della misura corretta E la corretta impostazione della potenza del motore. Questa istruzione ti mostra come scegliere la misura corretta della coppa per il seno. Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, fai riferimento al manuale del tuo tiralatte.



- Misura il diametro del capezzolo (N) **DOPO** una sessione di pompaggio. Puoi visitare www.maymom.com/nippleuler per un righello per capezzoli gratuito.
- Ti suggeriamo di iniziare a provare una taglia di scudo frangivento (B) che sia 1-2 mm più grande del diametro del capezzolo. Se misuri il diametro del capezzolo **PRIMA** di una sessione di estrazione, possiamo solo stimare che la dimensione della coppa per il seno dovrebbe essere 2-5 mm più grande del diametro del capezzolo.



Corretto FIT

Il capezzolo si muove facilmente e
non provoca alcun dolore.



Scudo per il seno
è troppo grande
Il capezzolo e l'areola
in eccesso vengono tirati nel
tunnel.
Prova una taglia più piccola.

Scudo per il seno
è troppo piccolo
Il capezzolo sfrega lungo il lato
del tunnel e provoca fastidio.
Prova una taglia più grande.

Scudo per il seno
è troppo corto
Il capezzolo colpisce
l'estremità del tunnel.
Prova una taglia più
lunga o più piccola.

- Centrare il capezzolo nel tunnel della coppa per il seno. Ora iniziare a pompare e controllare i seguenti punti:

SI NO Domanda	
	Il capezzolo si muove liberamente nel tunnel?
	Nessuna parte o solo una piccola quantità di tessuto dell'areola viene tirata nel tunnel della coppa per il seno?
	Riconosci i movimenti delicati e ritmici del seno a ogni ciclo di estrazione?
	Senti che il seno si svuota completamente?
	Il tuo capezzolo non ti fa più male?
	Durante l'estrazione del latte, rimane ancora spazio tra la punta del capezzolo e l'estremità del condotto del capezzolo?

Tutte le risposte devono essere **SI** e questo indica che hai la taglia corretta della coppa per il seno e la potenza di aspirazione del motore corretta. In caso contrario, consulta il tuo consulente per l'allattamento o interrompi l'uso dei prodotti Maymom per prevenire ulteriori disagi.

Assistenza clienti

CS@maymom.com
hÿp://maymom.com/
+1 919 4535168
Mamma, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Valvola a becco d'anatra

Adatto per coppa per il seno larga/
standard, Medela, Hygeia, Spectra,
Freemie Open System Retired e coppa
per il seno Maymom

Informazioni sul becco d'anatra



- Dopo la sessione di pompaggio, le punte della valvola a becco d'anatra potrebbero aprirsi leggermente. Tuttavia, l'apertura si chiuderà gradualmente. Questo non è un difetto perché la valvola è realizzata in materiale elastico. Durante l'estrazione, le punte vengono allungate per consentire il flusso del latte. Quando si smette di estrarre, le punte non vengono allungate e l'apertura si chiuderà dopo un po'.
- Quando la valvola non è in uso, è normale vedere una piccola apertura sulla punta.
- Questo prodotto è soggetto a usura. Per prestazioni ottimali, nel caso in cui le punte del becco d'anatra non siano in uso ma presentino uno spazio maggiore di 0,5 mm, è necessario sostituirle con una nuova.

Assistenza clienti

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Fatto a Taiwan

Informazioni sul prodotto

Modello **Italiano:**

Materiale Silicone puro

Resistente al calore 120°C (250°F)

Durata di conservazione 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

Data del produttore 19 AGOSTO 2024



*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela avalla le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Freemie è un marchio registrato di Dao Health. Maymom non è affiliata a Dao Health né Dao Health approva le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Hygeia è un marchio registrato di Hygeia Inc. Maymom non è affiliata a Hygeia.



Piccola parte soffocante



Rimozione del becco d'anatra



silicone
valvola


Caratteristica del design di Maymom

Progettiamo le punte del becco d'anatra in modo che abbiano spessori diversi alla base e nell'area della punta. Una base più spessa è per una maggiore durata nell'installazione e nella rimozione. Una punta più sottile è per un migliore flusso del latte e una migliore aspirazione durante l'estrazione.

Utilizzo

Installazione

- (UN) Fissare **simmetricamente** la valvola sulla flangia.
- (B) Se si nota una grande fessura aperta, premere attorno al bordo della valvola finché la fessura non diventa più piccola di 0,5 mm.



Rimozione


- (C) Tenere i due lati piatti del becco d'anatra **vicino alla base** e tirare lateralmente.
- (D) **NON tirare le punte sottili**



problemi D1. Il becco d'anatra si apre/chiude?

Il grasso del latte materno renderà l'interno del becco d'anatra e della flangia scivolosi e salteranno via. Dopo ogni utilizzo, assicurati di lavare i becchi d'anatra e

flange con acqua calda e sapone e asciugarle. Se necessario, l'aceto da cucina aiuterà a sciogliere il grasso.




D2. Bassa aspirazione?

Controllare la punta del becco d'anatra per eventuali segni di usura. Sostituirla se necessario. Verificare che non vi siano residui di latte tra le punte interne dei becchi d'anatra.



D3. Spazio tra le labbra?


Non è difettoso quando vedi un piccolo spazio tra le labbra della valvola. Quando la pompa genera aspirazione, lo spazio si chiuderà e le valvole funzioneranno correttamente.



Piccolo spazio.

Nessuna perdita di aspirazione.

- NESSUNA pulizia in lavastoviglie.
- Prima del primo utilizzo, disinfettare in acqua bollente per 3 minuti o con vapore acqueo per 15 minuti.
- Dopo ogni utilizzo, lavare delicatamente le valvole a mano in acqua calda e sapone. Risciacquare per 10-15 secondi.
- Dopo ogni utilizzo, staccare le valvole, lavarle a mano e asciugarle il prima possibile per evitare la formazione di muffa.



Adatto al microonde




Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e scioglierà la plastica.


Pop/Drop Off del becco d'anatra?

Assicurarsi che le due aree rosa **NON** abbiano residui di latte e siano asciutte prima dell'installazione per evitare che si stacchino (Vedere le istruzioni per i dettagli)




S001W-3.4.5in1

Attenzione!!!



GIRO

per inserire/rimuovere il dispositivo di protezione antiriflusso dalla/nella flangia.



NON FARE

roccia, spingere dentro/tirare fuori con forza. Si verificherà una crepa.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409