


Compatibilità

Largo
Bocca
Versione



**Smontare le parti prima
della sterilizzazione**


Compatibilità delle bottiglie



Avent Classic Avent Spettri naturali

Mamma di Maggio

Standard
Versione



Compatibilità delle bottiglie



Fabbrica della vita Ameda

Medela

Maymom del dottor Brown



maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

Pompa compatibile



Certificati

- Registrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tirallatte. Numero di registrazione D192499.
- Conforme ai requisiti FDA per i contenitori che entrano in contatto con gli alimenti (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Senza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)

Risoluzione dei problemi (per flangia serie Pano/Comfy)

Se trovi il bordo morbido deformato, non preoccuparti. È probabile che sia dovuto alla compressione prolungata durante la spedizione. Immergi completamente la parte in acqua bollente per 5 minuti e poi lasciala raffreddare con l'intero bordo morbido rivolto verso il basso su una superficie piana. Dovrebbe tornare alla sua forma normale.

Pulizia

Prima di procedere alla pulizia, staccare la schermatura dal connettore di

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

- Smontare tutti i pezzi, pulirli con acqua calda e sapone e risciacquare.
- Far bollire i pezzi in acqua bollente per 3 minuti.

Dopo ogni utilizzo:

- Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Lasciare asciugare completamente all'aria.



Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e scioglierà la plastica.

Assistenza clienti

- ✉ CS@maymom.com
- 🌐 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Fatto a Taiwan

Informazioni sul prodotto

- Modello** M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
- Materiale** PP / PP+TPE **Resistente al calore** 110 °C (230 °F)
- Durata di conservazione** 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)
- Data produttore** 6 agosto 2024

*Ameda è un marchio registrato di Ameda INC. Corp. Maymom non è affiliata ad Ameda né Ameda ne sponsorizza il prodotto.

*Avent è un marchio registrato di Philips NL. Maymom non è affiliata a Philips né Philips sponsorizza il prodotto.

*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela sponsorizza il prodotto.

*Spectra è un marchio registrato di Uzinmedicare co. Maymom non è affiliata a Uzinmedicare né Spectra sponsorizza il prodotto.



Valvola a becco d'anatra

Adatto per coppa per il seno larga/
standard, Medela, Hygeia, Spectra,
Freemie Open System Retired e coppa
per il seno Maymom

Informazioni sul becco d'anatra



- Dopo la sessione di pompaggio, le punte della valvola a becco d'anatra potrebbero aprirsi leggermente. Tuttavia, l'apertura si chiuderà gradualmente. Questo non è un difetto perché la valvola è realizzata in materiale elastico. Durante l'estrazione, le punte vengono allungate per consentire il flusso del latte. Quando si smette di estrarre, le punte non vengono allungate e l'apertura si chiuderà dopo un po'.
- Quando la valvola non è in uso, è normale vedere una piccola apertura sulla punta.
- Questo prodotto è soggetto a usura. Per prestazioni ottimali, nel caso in cui le punte del becco d'anatra non siano in uso ma presentino uno spazio maggiore di 0,5 mm, è necessario sostituirle con una nuova.

Assistenza clienti

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Fatto a Taiwan

Informazioni sul prodotto

Modello **Italiano:**

Materiale Silicone puro

Resistente al calore 120°C (250°F)

Durata di conservazione 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

Data del produttore 19 AGOSTO 2024



*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela avalla le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Freemie è un marchio registrato di Dao Health. Maymom non è affiliata a Dao Health né Dao Health approva le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

*Hygeia è un marchio registrato di Hygeia Inc. Maymom non è affiliata a Hygeia.



Piccola parte soffocante



Rimozione del becco d'anatra



silicone
valvola


Caratteristica del design di Maymom

Progettiamo le punte del becco d'anatra in modo che abbiano spessori diversi alla base e nell'area della punta. Una base più spessa è per una maggiore durata nell'installazione e nella rimozione. Una punta più sottile è per un migliore flusso del latte e una migliore aspirazione durante l'estrazione.

Utilizzo

Installazione

- (UN) Fissare **simmetricamente** la valvola sulla flangia.
- (B) Se si nota una grande fessura aperta, premere attorno al bordo della valvola finché la fessura non diventa più piccola di 0,5 mm.



Premere attorno al bordo della valvola
finché lo spazio non diventa inferiore a 0,5 mm.

Rimozione


- (C) Tenere i due lati piatti del becco d'anatra **vicino alla base** e tirare lateralmente.
- (D) **NON tirare le punte sottili**



problemi D1. Il becco d'anatra si apre/chiude?

Il grasso del latte materno renderà l'interno del becco d'anatra e della flangia scivolosi e salteranno via. Dopo ogni utilizzo, assicurati di lavare i becchi d'anatra e


flange con acqua calda e sapone e asciugarle. Se necessario, l'aceto da cucina aiuterà a sciogliere il grasso.

**D2. Bassa aspirazione?**

Controllare la punta del becco d'anatra per eventuali segni di usura. Sostituirla se necessario. Verificare che non vi siano residui di latte tra le punte interne dei becchi d'anatra.

**D3. Spazio tra le labbra?**

Non è difettoso quando vedi un piccolo spazio tra le labbra della valvola. Quando la pompa genera aspirazione, lo spazio si chiuderà e le valvole funzioneranno correttamente.




Piccolo spazio.

Nessuna perdita di aspirazione.

Pulito

- NESSUNA pulizia in lavastoviglie.
- Prima del primo utilizzo, disinfettare in acqua bollente per 3 minuti o con vapore acqueo per 15 minuti.
- Dopo ogni utilizzo, lavare delicatamente le valvole a mano in acqua calda e sapone. Risciacquare per 10-15 secondi.
- Dopo ogni utilizzo, staccare le valvole, lavarle a mano e asciugarle il prima possibile per evitare la formazione di muffa.



Adatto al microonde




Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e scioglierà la plastica.


Pop/Drop Off del becco d'anatra?

Assicurarsi che le due aree rosa **NON** abbiano residui di latte e siano asciutte prima dell'installazione per evitare che si stacchino (Vedere le istruzioni per i dettagli)




S001W-3.4.5in1

Attenzione!!!



GIRO

per inserire/rimuovere il dispositivo di protezione antiriflusso dalla/nella flangia.



NON FARE

roccia, spingere dentro/tirare fuori con forza. Si verificherà una crepa.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409