

Adattatori per sacchetti per la conservazione del latte materno



YSi adatta alla maggior parte delle coppe per il seno a collo largo

(Avent, Spectra S1/S2 flange a bocca larga)

YCompatibile con borse popolari come Lansinoh, Nuk

YPompare direttamente nei sacchetti di

stoccaggio YNessuna perdita di latte dovuta al trasferimento dalle bottiglie di raccolta ai sacchetti



Materiale: polipropilene (PP), acciaio inossidabile
Resistente al calore: 110 °C (230 °F)
Durata di conservazione: 15 anni
Modello: X029W-24Ma
Data di produzione: 19 giugno 2024



Istruzioni per l'uso

Pulizia (NON mettere MAI l'adattatore nel microonde!!)

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno: lavare l'adattatore con acqua calda e un detergente delicato, quindi risciacquare.

Sterilizzare il prodotto in acqua bollente per 2 minuti.

Dopo ogni utilizzo: lavare con acqua calda e detergente delicato, quindi risciacquare.




Utilizzo (Nota: questo adattatore non è compatibile con tutte le sacche per la conservazione del latte materno presenti sul mercato.)

Fase 1.

Aprire la chiusura lampo della borsa.

Fase 2.


Ripiegare le sporgenze verso l'esterno.



Fase 3.

Per le borse con il disegno sopra


Aprire il sacchetto ruotandolo con le dita.
Aprire i morsetti e inserire l'imbuto dell'adattatore nel sacchetto.




(Per motivi igienici, evitare di toccare l'interno della borsa con le dita)

Fase 4.

Il serraggio deve essere effettuato sotto la linea della cerniera.



Il serraggio deve essere effettuato sotto la linea della cerniera.



NON mettere MAI nel microonde!!

(Nota: assicurarsi che il serraggio sia saldo prima di tirare il latte per evitare che questo fuoriesca.)

Compatibilità

YLa lunghezza della linea della cerniera deve essere superiore a 7,5 cm e la posizione della linea non deve essere più lontana a meno di 2 cm dal bordo superiore del sacchetto.

YIl punto di serraggio deve trovarsi sotto la linea della cerniera per evitare che la borsa scivoli.



Borse compatibili note



Lansinoh



NUK



Medela
pompa e risparmio
(borsa con il suo adattatore originale)



Borse note non compatibili



Medela
sacchetto per il latte materno



Medela
sacchetto per il latte materno



AVENTO
sacchetto per il latte materno

*Avent è un marchio registrato di Koninklijke Philips NV. Maymom non è affiliata a Philips e Philips non ne approva il prodotto.

*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a loro né promuove il prodotto.

*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela sponsorizza il prodotto.

*Lansinoh è un marchio registrato di Lansinoh Laboratories, Inc. Maymom non è affiliata a Lansinoh né Lansinoh ne sponsorizza il prodotto.

*NUK è un marchio registrato di Mapa GmbH, Germania. Maymom non è affiliata a NUK e NUK non ne promuove il prodotto.

Servizio clienti Maymom

CS@maymom.com

<http://maymom.com/>

+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



Istruzione video



2 kg di serraggio:
nessun problema

Fatto a Taiwan



NON mettere MAI nel microonde!!

Molla interna in acciaio inossidabile.

NON pulire o sterilizzare
questo adattatore per
sacchetti del latte in nessun
forno a microonde o in
sacchetti per la cottura a vapore.

La parte in acciaio inossidabile
fonde il prodotto ad alta
temperatura.



**NON mettere
MAI nel microonde!!**



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409