



- Pasuje do większości szerokich osłonek na szyję (Avent, kołnierze szerokootworowe Spectra S1/S2)
- Kompatybilny z popularnymi torbami, takimi jak Lansinoh, Nuk
- Pompuj bezpośrednio do worków do przechowywania
- Brak utraty mleka z powodu przelewania z butelek do worków



Materiał: Polipropylen (PP), stal nierdzewna
 Odporność na temperaturę: 110o C (230o F)
 Okres przydatności: 15 lat
 Model: X029W-2Mba Data
 produkcji: 19 czerwca 2024 r.



Instrukcja użytkowania

Czyszczenie **(NIGDY nie wkładaj adaptera do kuchenki mikrofalowej!!!)**

Przed pierwszym użyciem oraz raz dziennie: Umyj adapter gorącą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wypłucz.

Produkt należy sterylizować we wrzącej wodzie przez 2 minuty.

Po każdym użyciu: Umyć gorącą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, następnie spłukać.


Używać (Uwaga: ten adapter nie pasuje do każdego woreczka do przechowywania pokarmu dostępnego na rynku.)



NIGDY nie wkładać do mikrofalówki!!!

Krok 1.

Otwórz zamknięcie strunowe torby.



Krok 2.


Odegnij wystające części na zewnątrz.



Krok 3.

Otwórz torebkę palcami.


Otwórz zacisk i włóż lejek adaptera do torby.



(Ze względów sanitarnych należy unikać dotykania wnętrza torby palcami)

Krok 4.


Zapięcie musi znajdować się poniżej linii zamka.



Zacisk musi znajdować się poniżej linii zamka.



Do toreb z powyższym wzorem



Medela
 Pompuj i oszczędzaj
 Woreczki na mleko kobiece z oryginalnym adapterem

(Uwaga: Przed rozpoczęciem pompowania należy upewnić się, że zacisk jest bezpiecznie, aby zapobiec rozlaniu mleka.)

kołnier z szerokim otworem spektralnym

Zacisk musi znajdować się poniżej ostatniej linii gwintu.

oryginalny adapter medela

Medela
 Pompuj i oszczędzaj
 Woreczki na mleko kobiece

Zgodność

- Długość linki zamka błyskawicznego musi być dłuższa niż 7,5 cm, a jej położenie nie może być zbyt odległe od w odległości nie większej niż 2 cm od górnej krawędzi torby.
- Miejsce mocowania musi znajdować się poniżej linii zamka, aby zapobiec przesuwaniu się torby.



Znane
 kompatybilne
 torby



Lansinoh



NUK



Medela
 pompuj i oszczędzaj
 (torba z oryginalnym adapterem)



Znane
 niekompatybilne torby



Medela
 woreczek na mleko matki



Medela
 woreczek na mleko matki



AVENTY
 woreczek na mleko matki

*Avent jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koninklijke Philips NV. Maymom nie jest powiązana z firmą Philips, ani firma Philips nie promuje tego produktu.

*SPECTRA i Spectra S1/S2 są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. OBA Spectra Baby USA i Miki Byung Wook OBA Unimedicare. Maymom nie jest z nimi powiązany ani nie popiera tego produktu.

*Medela jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medela Holding AG, Szwajcaria. Maymom nie jest powiązana z Medela, ani Medela nie popiera tego produktu.

*Lansinoh jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lansinoh, Inc. Maymom nie jest powiązana z firmą Lansinoh, ani Lansinoh nie popiera tego produktu.

*NUK jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Maja GmbH, Niemcy. Maymom nie jest powiązana z firmą NUK, ani NUK nie popiera tego produktu.

Obsługa klienta Maymom

CS@maymom.com
<http://maymom.com/>
 +1 919 4535168
 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



**WARNING:
 POTENTIAL HAZARD**
 This is not a toy,
 keep it away from children.



Instrukcja
 video



Zacisk 2 kg - żaden
 problem



Wyprodukowano na Tajwanie

NIGDY nie wkładać do mikrofalówki!!

Wewnątrz sprężyna ze stali
nierdzewnej.

NIE czyścić i NIE sterylizuj
tego adaptera do worka
na mleko w kuchence
mikrofalowej ani w żadnym
urządzeniu do gotowania na parze.

Część ze stali nierdzewnej
topi produkt w wysokiej
temperaturze.



**NIGDY nie wkładać
do mikrofalówki!!**



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409