



Muttermilch mit breiter Öffnung der 2. Generation

Aufbewahrungstaschen-Adapter

Direkt in den Aufbewahrungsbeutel pumpen

maymom[®]
care for each mom



**Legen Sie diesen Adapter
NIEMALS in die Mikrowelle oder in einen Dampfbad**

Kompatible Weithalsflansche



Abonnieren
Brustschild



spectra
Brustschild



Avent
Brustschild

Nicht kompatibel



Medela PersonalFit
Brustschild



Ameda-
Flansch



spectra
Schmäler Flansch

Installation


Schritt 1.

Montieren




Schritt 2.

Öffnen Sie den Zip-Verschluss des Beutels.



Schritt 3.



Schritt 4.



Designmerkmale - 2. Generation



Verbessertes Gewinde für einen
sichereren Sitz mit den meisten
Flanschen, dadurch geringere
Gefahr von aufgeschraubten Beuteln

Neuer Clip zum Befestigen
an mehr Taschenarten

Verlängerungsrohr im
Lieferumfang enthalten
zur Verwendung mit
mehreren Beuteltypen

**Kompatibel mit den meisten Muttermilch-Aufbewahrungsbeuteln
auf dem Markt!**

Reinigung

Legen Sie den Adapter NIEMALS in eine Mikrowelle oder einen Dampfbad!!

Waschen Sie den Adapter vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn anschließend sauber.

2 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren.

Nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen und anschließend sauberspülen.

Maymom-Kundenservice

+1 919 4535168

CS@maymom.com

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Hergestellt in Taiwan
mit Komponenten aus China

Material: Polypropylen (PP), Edelstahl



Hitzebeständig: 110 ° C (230 ° F)

Haltbarkeit: 15 Jahre

Modell: X029W.2G-2Mba.

Herstellungsdatum: 6. November 2023

*Ameda und Purely Yours sind eingetragene Marken von Ameda INC. Corp.
Maymom ist weder mit Ameda verbunden, noch unterstützt Ameda das Produkt.
**SPECTRA und das SPECTRA Logo sind eingetragene Marken von Medela's M&L, Inc. DBA
Spectra Baby USA und M&L Nursing Products DBA Lizenzverleiher.
Maymom steht in keiner Verbindung mit ihnen und unterstützt auch nicht die Produkt- und
Kompatibilitätsansprüche.
*Avent ist eine eingetragene Marke von Philips NL. Maymom ist weder mit Philips
verbunden, noch unterstützt Philips das Produkt.
*Medela ist eine eingetragene Marke der Medela Holding AG, Schweiz.
Maymom steht in keiner Verbindung zu Medela und Medela unterstützt das Produkt auch nicht.



NIEMALS in die Mikrowelle geben!!

Edelstahlfeder im Inneren.

Reinigen oder
sterilisieren Sie
diesen Milchbeuteladapter
NICHT in einer Mikrowelle
oder einem Dampfbeutel.
Bei hohen Temperaturen
schmilzt der
Edelstahlteil das
Produkt.



**NIEMALS in die
Mikrowelle geben!!**



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409