



2e generatie brede mond moedermelk

Opbergzakadapter

Pomp direct in de opbergzak

maymom®
care for each mom



**Doe deze adapter NOOIT
in de magnetron of in een stoomzak**

Compatibele brede mondflenzen



meimoeder
Borstschild



spectra
Borstschild



Avent
Borstschild

Niet compatibel



Medela PersonalFit
Borstschild



Ameda
flens



spectra
Smalle mondflenzen

Installatie


Stap 1.

Monteren




Stap 2.

Open de ritssluiting van de zak.



Stap 3.



Stap 4.



Ontwerpkenmerken - 2e generatie

Verbeterte schroefdraad voor een stevigere pasvorm met de meeste flenzen, waardoor de kans op losgeschroefde zakken kleiner is



Nieuwere clip om meer soorten tassen vast te houden

Verlengbuis inbegrepen voor gebruik met meer soorten zakken

**Compatibel met de meeste moedermelkbewaarzakjes
op de markt!**

Schoonmaak

Doe de adapter NOOIT in een magnetron of stoomzak!

Was de adapter voor het eerste gebruik en eenmaal per dag af met warm water en een mild schoonmaakmiddel en spoel hem daarna schoon.

Steriliseren in kokend water gedurende 2 minuten.

Na elk gebruik afwassen met warm water en een mild schoonmaakmiddel en daarna afspoelen.

Maymom klantenservice

+1 919 4535168

CS@maymom.com

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Gemaakt in Taiwan
met componenten uit China

Materiaal: Polypropyleen (PP), roestvrij staal

Hittebestendig: 110o C (230o F)

Houdbaarheid: 15 jaar

Model: X029W-2G-2Mba.

Fabrikatdatum: 6 nov. 2023



*Ameda en Purely Yours zijn geregistreerde handelsmerken van Ameda INC. Corp. Maymom is niet gelieerd aan Ameda en Ameda onderschrijft het product ook niet.
*SPECTRA en het SPECTRA Logo zijn geregistreerde handelsmerken van Medela's MIB, Inc. DEA Spectra Baby USA en Min Byung Wook. DEA, USmedicare. Maymom heeft geen enkele band met hen en onderschrijft de product- en compatibiliteitsclaims niet.

*Avent is een geregistreerd handelsmerk van Philips NL. Maymom is niet gelieerd aan Philips en Philips onderschrijft het product ook niet.
*Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG, Zwitserland. Maymom is niet gelieerd aan Medela en Medela onderschrijft het product ook niet.



NOOIT in de magnetron doen!!

Veer van roestvrij staal aan de binnenkant.

Reinig of steriliseer deze melzakadapter

NIET in een magnetron of stoomzak.

Het roestvrijstalen onderdeel zorgt ervoor dat het product bij hoge temperatuur smelt.



NOOIT in de magnetron doen!!



FR



+

**EC REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrep-service@hotmail.com

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard. |
| FR | AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement. |
| DE | WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr. |
| IT | ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento. |
| ES | ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia. |
| PL | OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia. |
| NL | WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar. |
| SE | WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk. |
| TR | UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi. |
| 中文 | 警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。 |
| JP | 警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。 |



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409