



Membrane x8

Convient aux valves Medela et Maymom

Orientation correcte de la membrane de contrôle



Utilisable



Utilisable même
avec un petit écart



Orientation incorrecte pour la
vérification.

Personne ne pompe dans
cette position (allongée).

Entretien des membranes



Lavez soigneusement la membrane à la main dans de l'eau chaude savonneuse et rincez. **NE** tirez PAS et n'étirez pas.

Ce produit est sujet à l'usure. Pour des performances optimales, vous devez le remplacer par un neuf lorsque vous détectez une membrane usée et déchirée.

Membranes x8

Certificats

Ce produit est conforme à la norme FDA 21 Normes CFR 177.2600.

Les rapports sont disponibles en ligne.

Service client

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>

Matériau : Silicone

Modèle : M003-8M

Durée de conservation : 10 ans

Date de fabrication : 19 septembre 2023

Fabriqué à Taiwan par Maymom

EH FNSKU

Code UPC 022099109853

ÌX000J51OHF5Î

X000J51OHF

Membranes pour tire-lait Medela, paquet de 8

NOUVEAU

*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse.

Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit.